

Português (pt)

# Acessórios Click & Fix

Referência: PRO-00008 Acessórios Click & Fix

Versão: 00

## INFORMAÇÃO IMPORTANTE

LEIA ESTE DOCUMENTO COM ATENÇÃO ANTES DE USAR O PRODUTO.

## Índice

|    |                                            |   |
|----|--------------------------------------------|---|
| 1. | Descrição do produto .....                 | 3 |
| 2. | Referências .....                          | 3 |
| 3. | Materiais .....                            | 6 |
| 4. | Limpeza, desinfecção e esterilização ..... | 6 |
| 5. | Colocação do pilar CLICK & FIX .....       | 6 |
| 6. | Colocação de inserções de retenção .....   | 6 |
| 7. | Atenção ao paciente .....                  | 7 |

## 1. Descrição do produto

Os acessórios CLICK & FIX são elementos de retenção para próteses removíveis.

O design das retenções CLICK & FIX oferece uma ligação elástica para a prótese sem qualquer perda de retenção. A parte superior do pilar é fixada a uma capa metálica que contém um elemento retentor de nylon que permanece completamente em contacto com o encaixe de fixação, enquanto a copa de titânio da prótese removível pode realizar um movimento rotacional completo sobre a retenção macho. O Kit de Retenção fornece diferentes níveis de retenção e angulação da estrutura removível nos acessórios. Desta forma, a sobredentadura tem um ponto de fixação fixo, e os seus movimentos e atrito são amplamente minimizados, proporcionando grande conforto ao paciente.

## 2. Referências

Tabela 1 - Referências comerciais CLICK & FIX.

| Referência    | Descrição                                          |
|---------------|----------------------------------------------------|
| <b>1755 C</b> | Pilar CLICK & FIX para TSA® S3 x 1,0 mm            |
| <b>1756 C</b> | Pilar CLICK & FIX para TSA® S3 x 2,0 mm            |
| <b>1757 C</b> | Pilar CLICK & FIX para TSA® S3 x 1,0 mm            |
| <b>1758 C</b> | Pilar CLICK & FIX para TSA® S3 x 2,0 mm            |
| <b>1759 C</b> | Pilar CLICK & FIX para TSA® S3 x 1,0 mm            |
| <b>1761 C</b> | Pilar CLICK & FIX para TSA® S4 x 1,4 mm            |
| <b>1762 C</b> | Pilar CLICK & FIX para TSA® S3 x 2,0 mm            |
| <b>1763 C</b> | Pilar CLICK & FIX para TSA® S3 x 1,0 mm            |
| <b>1764 C</b> | Pilar CLICK & FIX para TSA® S3 x 2,0 mm            |
| <b>1765 C</b> | Pilar CLICK & FIX para TSA® S3 x 1,0 mm            |
| <b>1767 C</b> | Pilar CLICK & FIX para TSA® S3 x 2,0 mm            |
| <b>1916 C</b> | Pilar CLICK & FIX para TSH® S2 x 1,0 mm            |
| <b>1917 C</b> | Pilar CLICK & FIX para TSH® S2 x 2,0 mm            |
| <b>1918 C</b> | Pilar CLICK & FIX para TSH® S2 x 1,0 mm            |
| <b>1919 C</b> | Pilar CLICK & FIX para TSH® S2 x 2,0 mm            |
| <b>1920 C</b> | Pilar CLICK & FIX para TSH® S2 x 1,0 mm            |
| <b>1922 C</b> | Pilar CLICK & FIX para TSH® S2 x 2,0 mm            |
| <b>1923 C</b> | Pilar CLICK & FIX para TSH® S2 x 1,0 mm            |
| <b>1942 C</b> | Pilar CLICK & FIX para TSH® S3-S4 x 1,0 mm         |
| <b>1943 C</b> | Pilar CLICK & FIX para TSH® S2 x 2,0 mm            |
| <b>1944 C</b> | Pilar CLICK & FIX para TSH® S3-S4 x 1,0 mm         |
| <b>1945 C</b> | Pilar CLICK & FIX para TSH® S2 x 2,0 mm            |
| <b>1946 C</b> | Pilar CLICK & FIX para TSH® S3-S4 x 1,0 mm         |
| <b>2001 C</b> | Pilar CLICK & FIX para barras de sobredentadura M2 |
| <b>2017 C</b> | Pilar CLICK & FIX para AUREA® EVO NP x 2,0 mm      |

| Referência     | Descrição                                     |
|----------------|-----------------------------------------------|
| <b>2018 C</b>  | Pilar CLICK & FIX para AUREA® EVO NP x 2,0 mm |
| <b>2019 C</b>  | Pilar CLICK & FIX para AUREA® EVO NP x 2,0 mm |
| <b>2020 C</b>  | Pilar CLICK & FIX para AUREA® EVO NP x 2,0 mm |
| <b>2023 C</b>  | Pilar CLICK & FIX para AUREA® EVO NP x 2,0 mm |
| <b>2024 c/</b> | Pilar CLICK & FIX para AUREA® EVO NP x 2,0 mm |
| <b>2025 C</b>  | Pilar CLICK & FIX para AUREA® EVO NP x 2,0 mm |
| <b>2026 C</b>  | Pilar CLICK & FIX para AUREA® EVO NP x 2,0 mm |

Os pilares CLICK & FIX têm alturas diferentes (conforme indicado na tabela 1) para proporcionar maior versatilidade transmucosa na sua utilização.




Figura 1. Pilar CLICK & FIX para TSH®.




Figura 2. Pilar CLICK & FIX para TSA®.




Figura 3. Pilar CLICK & FIX para Aurea® Evo.

O Kit de Retenção (tabela 2) consiste numa cúpula metálica, um separador de silicone e retenções de nylon (tabela 3).

Tabela 2 - Referências comerciais do Kit de Retenção CLICK & FIX.

| Referência    | Descrição                                       |
|---------------|-------------------------------------------------|
| <b>8519 C</b> | Kit de retenção CLICK & FIX (1 unidade)         |
| <b>CAZTI</b>  | Cúpula de Titânio CLICK & FIX (10 unidades)     |
| <b>RETAZ</b>  | Retenção CLICK & FIX Azul (10 unidades)         |
| <b>RETNG</b>  | Retenção CLICK & FIX Preto (10 unidades)        |
| <b>RETRJ</b>  | Retenção CLICK & FIX Azul (10 unidades)         |
| <b>RETRS</b>  | Retenção CLICK & FIX Azul (10 unidades)         |
| <b>RETRR</b>  | Retenção CLICK & FIX Transparente (10 unidades) |
| <b>SEPSI</b>  | Separador CLICK & FIX (10 unidades)             |

Para facilitar a escolha das retenções, existem diferentes cores que identificam as diferentes forças de retenção (tabela 3).

Tabela 3 - Retenções CLICK & FIX.

| Retenções |  |  |  |  |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Forças    | X Leve                                                                              | Luz                                                                                 | Médio                                                                               | Forte                                                                                 | X Forte                                                                               |
| Graus     | 0°-20°                                                                              | 0°-20°                                                                              | 0°-10°                                                                              | 0°-10°                                                                                | 0°-10°                                                                                |

### 3. Materiais

Os pilares CLICK & FIX são feitos de Titânio-6 Alumínio-4 Vanádio (Ti 6Al-4V) e têm um revestimento seletivo de nitreto de titânio (PVD-TiN). A copa metálica do kit de retenção é feita de titânio-6 alumínio-4 vanádio (Ti 6Al-4V), as retenções são feitas de nylon e o separador é feito de silicone.

### 4. Limpeza, desinfecção e esterilização

Os pilares e o kit de retenção CLICK & FIX são fornecidos não esterilizados.

Estes acessórios devem ser limpos, desinfetados e esterilizados antes da utilização, de acordo com o procedimento descrito no documento "Limpeza, desinfecção e esterilização" (**PRO-00007**).

**Nota:** as retenções de nylon e o separador de silicone não devem ser esterilizados, só podem ser limpos e desinfetados.

### 5. Colocação do pilar CLICK & FIX

- Para selecionar o pilar apropriado, determine o tipo e o diâmetro do implante Phibo® que está a ser usado. Meça a espessura do tecido desde a borda coronal do corpo do implante até à crista da gengiva no lado mais alto da localização do implante. Selecione a altura de tecido mole correspondente para o pilar, de modo a que seja exatamente a mesma que a medição do tecido, ou a próxima medição mais alta disponível. A altura exata do tecido mole para a fixação fornecerá os 1,5 mm apropriados de ancoragem de trabalho acima do nível da gengiva circundante (que não deve estar abaixo do tecido).
- Após a conclusão do período de cicatrização secundária da gengiva, remova a tampa de cicatrização de acordo com as instruções fornecidas pelo fabricante do sistema de implante que está a ser utilizado.
- É muito importante remover todo o osso e tecido mole do lado superior do corpo do implante para garantir a inserção completa do pilar do implante.
- A chave de pilar especial foi concebida para encaixar no diâmetro interno do acessório e aparafusá-lo no implante.
- Deve ser feito um aperto final do pilar a 30 Ncm para evitar que se desenrosque.

**NOTA:** está disponível uma ponta de chave de torque. Lembre-se de que a chave de ponta hexagonal de 1,25 mm encaixa na parte de trás da chave de pilar.

### 6. Colocação de inserções de retenção

- Use a ponta de remoção de retenção para remover as retenções de nylon da tampa metálica da prótese. A aresta circular afiada na extremidade da ferramenta de extração deve ser inserida com força na base da retenção macho, de modo a engatar a sua parte interna e puxá-la num ângulo para fora do alojamento metálico. Para libertar a retenção de nylon da ponta de extração, coloque-a com a ponta para baixo e afastada de si e ajuste a ferramenta de extração de retenção de volta

ao acessório principal, rodando no sentido dos ponteiros do relógio. Isto ativará o pino de extração e libertará a ponta da chave.

- A ferramenta de extração de retenção é usada para colocar a retenção na bainha metálica vazia da prótese, pressionando firmemente.
- A retenção deve ser encaixada com segurança no lugar, ao mesmo nível da borda da manga metálica.

## **7. Atenção ao paciente**

Para o desempenho bem-sucedido do sistema de fixação CLICK & FIX, é essencial uma boa higiene oral.

Os acessórios CLICK & FIX devem ser cuidadosamente limpos todos os dias para evitar o desgaste causado pela acumulação de placa abrasiva. Os pacientes devem ser ensinados a usar uma escova de nylon macia e fio dental para cuidar dos acessórios. Recomenda-se a utilização de uma pasta de dentes em gel não abrasiva e de um sistema de irrigação para manter limpa a cavidade da inserção de retenção.

Na clínica, use instrumentos de plástico para remover o tártaro dos acessórios. Não use instrumentos de metal que possam riscar a superfície do acessório. Use uma chave de torque de 30 N-cm para se certificar de que os pilares estão firmes antes de terminar a consulta.