

Déclaration de conformité
Attachements fixes Phibo

Fabricant :	Phibo Dental Solutions, S.L. C/ Gato Pérez, 3-9, Polígono Industrial Mas d'En Cisa 08181 - Sentmenat, Barcelone, Espagne/Spain
SRN (numéro d'enregistrement unique) :	ES-MF-000024464
Représentant européen :	sans objet. Le siège social de Phibo Dental Solutions SL se trouvant en Espagne, un État membre de l'Union européenne, il n'est pas nécessaire de désigner un représentant autorisé qui agisse en son nom.
Nom du dispositif médical :	Attachements fixes
Utilisation prévue :	Les attachements fixes Phibo [®] sont destinés à servir de connecteurs entre l'implant dentaire et la prothèse dentaire, qu'il s'agisse d'une couronne, d'un bridge ou d'un dentier. Les attachements fixes sont polyvalents et peuvent convenir à différents types de restaurations dentaires.
IUD-ID DE BASE	0843656095PILAR8C 0843656095CLICKFIXXY 0843656095TORNILLOKE 0843656095TORNIMULTI9Y 0843656095COFIA3X 0843656095INTERFASEVX 0843656095INTERMULTIX9 0843656095TAPON9N 084355673CLICKFIXVT 084355673TAPONG3 084355673TORNILLOH9 084355673TORNIMULTI2V 084355673INTERFASERW 084355673INTERMULTIQ6
Classification :	les attachements fixes Phibo sont classés en tant que dispositifs de classe IIb par la règle 8 (annexe VIII MDR 2017/745).
Procédure d'évaluation de la conformité suivie :	Annexe IX (Ch I & III) « Évaluation de la conformité basée sur un système de management de la qualité et sur l'évaluation de la documentation technique ».
Cette déclaration de conformité est délivrée sous la seule responsabilité de Phibo Dental Solutions SL, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2017/745. Nous déclarons par la présente que le dispositif médical spécifié répond aux dispositions de l'annexe IV et de l'article 19 du règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux. Tous les documents justificatifs sont conservés dans les locaux du fabricant. En outre, cette déclaration de conformité est conforme au chapitre III, section 23.1(f) du règlement (UE) 2017/745. Nous déclarons par la présente que le dispositif médical spécifié répond aux dispositions du règlement d'exécution (UE) 2021/2226 de la Commission du 14 décembre 2021 fixant les modalités d'application du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les instructions d'emploi électroniques des dispositifs médicaux.	
Normes appliquées :	une liste des normes applicables/appliquées avec leur année de publication fait partie de la documentation

technique du produit (partie D). Cette liste indique si les normes sont harmonisées ou non avec le règlement relatif aux dispositifs médicaux.	
Spécifications communes (SC) sans objet.	
Organisme notifié : TÜV SÜD Product Service GmbH (NB 0123) Ridlerstr. 65 · 80339 München, Germany	
Certificat(s) (CE) : G15 076131 0013 Rev. 00	
Validité : 22-09-2030	
Lieu et date de délivrance : Sentmenat,	
Signature 	
Ignacio Mestre Juncosa PDG de Phibo Dental Solutions	

Attrechements fixes

Les tableaux ci-dessous présentent les références des attacheements fixes pour chaque groupe et sous-groupe. Chaque tableau présente également le nom du produit, le système, le code IUD-(ID) et l'IUD-ID de base.

Tableau 1 groupe : Attacheement de cicatrisation et sous-groupe : Piliers de cicatrisation.

REFERENCE	NAME/DESCRIPTION(EN)	SYSTEM	UDI-(DI)	BASIC UDI-DI
010.3015	Pilier Cicatrisation TSA® S3 1.5mm	TSA	08436560952602	0843656095PILAR8C
010.3030	Pilier Cicatrisation TSA® S3 3.0mm	TSA	08436560952619	0843656095PILAR8C
010.3050	Pilier Cicatrisation TSA® S3 5.0mm	TSA	08436560952626	0843656095PILAR8C
010.3070	Pilier Cicatrisation TSA® S3 7.0mm	TSA	08436560952633	0843656095PILAR8C
010.4015	Pilier Cicatrisation TSA® S4 1.5mm	TSA	08436560952640	0843656095PILAR8C
010.4030	Pilier Cicatrisation TSA® S4 3.0mm	TSA	08436560952657	0843656095PILAR8C
010.4050	Pilier Cicatrisation TSA® S4 5.0mm	TSA	08436560952664	0843656095PILAR8C
010.4070	Pilier Cicatrisation TSA® S4 7.0mm	TSA	08436560952671	0843656095PILAR8C
010.5015	Pilier Cicatrisation TSA® S5 1.5mm	TSA	08436560952688	0843656095PILAR8C
010.5030	Pilier Cicatrisation TSA® S5 3.0mm	TSA	08436560952695	0843656095PILAR8C
010.5050	Pilier Cicatrisation TSA® S5 5.0mm	TSA	08436560952701	0843656095PILAR8C
H10.2030	Pilier Cicatrisation TSH® S2 3.0mm	TSH	08436560952718	0843656095PILAR8C
H10.2050	Pilier Cicatrisation TSH® S2 5.0mm	TSH	08436560952725	0843656095PILAR8C
H10.2070	Pilier Cicatrisation TSH® S2 7.0mm	TSH	08436560952732	0843656095PILAR8C
H10.3430	Pilier Cicatrisation TSH® S3 S4 3.0mm	TSH	08436560952749	0843656095PILAR8C
H10.3450	Pilier Cicatrisation TSH® S3 S4 5.0mm	TSH	08436560952756	0843656095PILAR8C
H10.3470	Pilier Cicatrisation TSH® S3 S4 7.0mm	TSH	08436560952763	0843656095PILAR8C
H10.5030	Pilier Cicatrisation TSH® S5 3.0mm	TSH	08436560952770	0843656095PILAR8C
H10.5050	Pilier Cicatrisation TSH® S5 5.0mm	TSH	08436560952787	0843656095PILAR8C
EVO NP 01.3	Pilier Cicatrisation Aurea Evo Narrow Platform 3mm	AUREA EVO	08436560952374	0843656095PILAR8C
EVO NP 01.4	Pilier Cicatrisation Aurea Evo Narrow Platform 4mm	AUREA EVO	08436560952367	0843656095PILAR8C
EVO NP 01.5	Pilier Cicatrisation Aurea Evo Narrow Platform 5mm	AUREA EVO	08436560952381	0843656095PILAR8C
EVO NP 01.6	Pilier Cicatrisation Aurea Evo Narrow Platform 6mm	AUREA EVO	08436560952398	0843656095PILAR8C
EVO RP 01.3	Pilier Cicatrisation Aurea Evo Regular Platform 3mm	AUREA EVO	08436560952404	0843656095PILAR8C

REFERENCE	NAME/DESCRIPTION(EN)	SYSTEM	UDI-(DI)	BASIC UDI-DI
EVO RP 01.4	Pilier Cicitrisation Aurea Evo Regular Platform 4mm	AUREA EVO	08436560952411	0843656095PILAR8C
EVO RP 01.5	Pilier Cicitrisation Aurea Evo Regular Platform 5mm	AUREA EVO	08436560952428	0843656095PILAR8C
EVO RP 01.6	Pilier Cicitrisation Aurea Evo Regular Platform 6mm	AUREA EVO	08436560952435	0843656095PILAR8C
EVO WP 01.3	Pilier Cicitrisation Aurea Evo Wide Platform 3mm	AUREA EVO	08436560952442	0843656095PILAR8C
EVO WP 01.4	Pilier Cicitrisation Aurea Evo Wide Platform 4mm	AUREA EVO	08436560952459	0843656095PILAR8C
EVO WP 01.5	Pilier Cicitrisation Aurea Evo Wide Platform 5mm	AUREA EVO	08436560952466	0843656095PILAR8C
EVO WP 01.6	Pilier Cicitrisation Aurea Evo Wide Platform 6mm	AUREA EVO	08436560952473	0843656095PILAR8C

Tableau 2 groupe : Attachement de cicitrisation et sous-groupe : Bouchons de cicitrisation

REFERENCE	NAME/DESCRIPTION(EN)	SYSTEM	UDI-(DI)	BASIC UDI-DI
H10.2340	Coiffe cicitrisation Conhex TSH® S2 S3 S4	TSH	08436560954040	0843656095TAPON9N
H10.5000	Coiffe cicitrisation Conhex TSH® S5	TSH	08436560954057	0843656095TAPON9N
EVO NR 30.0	Bouchon provisoire Angulé Aurea Evo Narrow/Regular Platform	AUREA EVO	08436560954118	0843656095TAPON9N
EVO NP 49.0	Bouchon provisoire Aurea Evo Narrow Platform	AUREA EVO	08436560954101	0843656095TAPON9N
EVO RP 49.0	Bouchon provisoire Aurea Evo Regular Platform	AUREA EVO	08436560954125	0843656095TAPON9N
EVO WP 49.0	Bouchon provisoire Aurea Evo Wide Platform	AUREA EVO	08436560954132	0843656095TAPON9N
EVO NP 49.1	Bouchon Provisoire Court Aurea Evo Narrow Platform	AUREA EVO	08435567314147	0843556731TAPONG3
EVO RP 49.1	Bouchon Provisoire Court Aurea Evo Regular Platform	AUREA EVO	08435567314154	0843556731TAPONG3
EVO WP 49.1	Bouchon Provisoire Court Aurea Evo Wide Platform	AUREA EVO	08435567314161	0843556731TAPONG3
EVO NR 30.1	Bouchon Provisoire Angulé Court Aurea Evo Narrow/Regular Platform	AUREA EVO	08435567314178	0843556731TAPONG3

REFERENCE	NAME/DESCRIPTION(EN)	SYSTEM	UDI- (DI)	BASIC UDI-DI
013.3000	Pilier ProUnic Plus TSA® S3	TSA	08436560953760	0843656095PILAR8C
014.3010	Pilier ProUnic Plus Transmuqueux TSA® S3 1.0mm	TSA	08436560953791	0843656095PILAR8C
014.3020	Pilier ProUnic Plus Transmuqueux TSA® S3 2.0mm	TSA	08436560953807	0843656095PILAR8C
014.3030	Pilier ProUnic Plus Transmuqueux TSA® S3 3.0mm	TSA	08436560953814	0843656095PILAR8C
013.4000	Pilier ProUnic Plus TSA® S4	TSA	08436560953777	0843656095PILAR8C
014.4010	Pilier ProUnic Plus Transmuqueux TSA® S4 1.0mm	TSA	08436560953821	0843656095PILAR8C
014.4020	Pilier ProUnic Plus Transmuqueux TSA® S4 2.0mm	TSA	08436560953838	0843656095PILAR8C
014.4030	Pilier ProUnic Plus Transmuqueux TSA® S4 3.0mm	TSA	08436560953845	0843656095PILAR8C
013.5000	Pilier ProUnic Plus TSA® S5	TSA	08436560953784	0843656095PILAR8C
014.5010	Pilier ProUnic Plus Transmuqueux TSA® S5 1.0mm	TSA	08436560953852	0843656095PILAR8C
039.3000	Pilier ProUnic Esthétique TSA® S3	TSA	08436560953746	0843656095PILAR8C
039.4000	Pilier ProUnic Esthétique TSA® S4	TSA	08436560953753	0843656095PILAR8C
042.3000	Pilier ProUnic Esthétique Rotationnel TSA® S3	TSA	08436560953722	0843656095PILAR8C
042.4000	Pilier ProUnic Esthétique Rotationnel TSA® S4	TSA	08436560953739	0843656095PILAR8C
052.3001	Pilier ProUnic Advance TSA® S3	TSA	08436560953692	0843656095PILAR8C
052.3110	Pilier ProUnic Advance Transmuqueux TSA® S3 1.0mm	TSA	08436560953623	0843656095PILAR8C
052.3120	Pilier ProUnic Advance Transmuqueux TSA® S3 2.0mm	TSA	08436560953630	0843656095PILAR8C
052.3130	Pilier ProUnic Advance Transmuqueux TSA® S3 3.0mm	TSA	08436560953647	0843656095PILAR8C
052.4001	Pilier ProUnic Advance TSA® S4	TSA	08436560953708	0843656095PILAR8C
052.4110	Pilier ProUnic Advance Transmuqueux TSA® S4 1.0mm	TSA	08436560953654	0843656095PILAR8C

REFERENCE	NAME/DESCRIPTION(EN)	SYSTEM	UDI - (DI)	BASIC UDI-DI
052.4120	Pilier ProUnic Advance Transmuqueux TSA® S4 2,0mm	TSA	08436560953661	0843656095PILAR8C
052.4130	Pilier ProUnic Advance Transmuqueux TSA® S4 3,0mm	TSA	08436560953678	0843656095PILAR8C
052.5001	Pilier ProUnic Advance TSA® S5	TSA	08436560953715	0843656095PILAR8C
052.5110	Pilier ProUnic Advance Transmuqueux TSA® S5 1,0mm	TSA	08436560953685	0843656095PILAR8C
021.3115	Pilier angulé TSA® S3 15°	TSA	08436560951605	0843656095PILAR8C
021.3125	Pilier angulé TSA® S3 25°	TSA	08436560951612	0843656095PILAR8C
021.4115	Pilier angulé TSA® S4 15°	TSA	08436560951629	0843656095PILAR8C
021.4125	Pilier angulé TSA® S4 25°	TSA	08436560951636	0843656095PILAR8C
022.3115	Pilier angulé 1,0mm TSA® S3 15°	TSA	08436560951544	0843656095PILAR8C
022.3125	Pilier angulé 1,0mm TSA® S3 25°	TSA	08436560951551	0843656095PILAR8C
022.4115	Pilier angulé 1,0mm TSA® S4 15°	TSA	08436560951568	0843656095PILAR8C
022.4125	Pilier angulé 1,0mm TSA® S4 25°	TSA	08436560951575	0843656095PILAR8C
H17.2010	Pilier ConHex TSH® S2 x 1,0mm	TSH	08436560953210	0843656095PILAR8C
H17.2020	Pilier ConHex TSH® S2 x 2,0mm	TSH	08436560953227	0843656095PILAR8C
H17.2030	Pilier ConHex TSH® S2 x 3,0mm	TSH	08436560953234	0843656095PILAR8C
H17.3410	Pilier ConHex TSH® S3 S4 x 1,0mm	TSH	08436560953241	0843656095PILAR8C
H17.3420	Pilier ConHex TSH® S3 S4 x 2,0mm	TSH	08436560953258	0843656095PILAR8C
H17.3430	Pilier ConHex TSH® S3 S4 x 3,0mm	TSH	08436560953265	0843656095PILAR8C
H17.3440	Pilier ConHex TSH® S3 S4 x 4,0mm	TSH	08436560953272	0843656095PILAR8C
H17.5010	Pilier ConHex TSH® S5 x 1,0mm	TSH	08436560953289	0843656095PILAR8C
H17.5020	Pilier ConHex TSH® S5 x 2,0mm	TSH	08436560953296	0843656095PILAR8C
H17.5030	Pilier ConHex TSH® S5 x 3,0mm	TSH	08436560953302	0843656095PILAR8C
H31.2017	Pilier ConHex Angulé TSH® 17° S2 x 2,0mm	TSH	08436560953111	0843656095PILAR8C
H32.2017	Pilier ConHex Angulé TSH® 17° S2 x 3,0mm	TSH	08436560953128	0843656095PILAR8C
H30.3417	Pilier ConHex Angulé TSH® 17° S3/S4 x 1,0mm	TSH	08436560953135	0843656095PILAR8C
H31.3417	Pilier ConHex Angulé TSH® 17° S3/S4 x 2,0mm	TSH	08436560953142	0843656095PILAR8C
H32.3417	Pilier ConHex Angulé TSH® 17° S3/S4 x 3,0mm	TSH	08436560953159	0843656095PILAR8C
H33.3417	Pilier ConHex Angulé TSH® 17° S3/S4 x 4,0mm	TSH	08436560953166	0843656095PILAR8C

RÉFÉRENCE	NOM/DESCRIPTION(EN)	SYSTEM	UDI- (DI)	BASIS UDI-DI
H30.3430	Pilier Conhex Angulé TSH® 30° S3/S4 x 1,0mm	TSH	08436560953173	0843656095PILAR8C
H31.3430	Pilier Conhex Angulé TSH® 30° S3/S4 x 2,0mm	TSH	08436560953180	0843656095PILAR8C
H32.3430	Pilier Conhex Angulé TSH® 30° S3/S4 x 3,0mm	TSH	08436560953197	0843656095PILAR8C
H33.3430	Pilier Conhex Angulé TSH® 30° S3/S4 x 4,0mm	TSH	08436560953203	0843656095PILAR8C
H23.3415	Pilier Angulé avec TSH® S3/S4 15°	TSH	08436560951643	0843656095PILAR8C
H23.3425	Pilier Angulé avec TSH® S3/S4 25°	TSH	08436560951650	0843656095PILAR8C
H22.3415	Pilier Angulé avec 1,0mm TSH® S3 S4 15°	TSH	08436560951582	0843656095PILAR8C
H22.3425	Pilier Angulé avec 1,0mm TSH® S3 S4 25°	TSH	08436560951599	0843656095PILAR8C
EVO NP 11.1	Pilier Aurea Evo Narrow Platform 1mm	AUREA EVO	08436560952091	0843656095PILAR8C
EVO NP 11.2	Pilier Aurea Evo Narrow Platform 2mm	AUREA EVO	08436560952107	0843656095PILAR8C
EVO NP 11.3	Pilier Aurea Evo Narrow Platform 3mm	AUREA EVO	08436560952114	0843656095PILAR8C
EVO NP 11.4	Pilier Aurea Evo Narrow Platform 4mm	AUREA EVO	08436560952121	0843656095PILAR8C
EVO RP 11.1	Pilier Aurea Evo Regular Platform 1mm	AUREA EVO	08436560952138	0843656095PILAR8C
EVO RP 11.2	Pilier Aurea Evo Regular Platform 2mm	AUREA EVO	08436560952145	0843656095PILAR8C
EVO RP 11.3	Pilier Aurea Evo Regular Platform 3mm	AUREA EVO	08436560952152	0843656095PILAR8C
EVO RP 11.4	Pilier Aurea Evo Regular Platform 4mm	AUREA EVO	08436560952169	0843656095PILAR8C
EVO WP 11.1	Pilier Aurea Evo Wide Platform 1mm	AUREA EVO	08436560952176	0843656095PILAR8C
EVO WP 11.2	Pilier Aurea Evo Wide Platform 2mm	AUREA EVO	08436560952183	0843656095PILAR8C
EVO WP 11.3	Pilier Aurea Evo Wide Platform 3mm	AUREA EVO	08436560952190	0843656095PILAR8C
EVO WP 11.4	Pilier Aurea Evo Wide Platform 4mm	AUREA EVO	08436560952206	0843656095PILAR8C
EVO NP 22.0	Pilier Aurea Evo Angulé 17° Narrow Platform altura 1.5mm	AUREA EVO	08436560951926	0843656095PILAR8C
EVO RP 22.0	Pilier Aurea Evo Angulé 17° Regular Platform altura 1.5mm	AUREA EVO	08436560951940	0843656095PILAR8C
EVO NP 22.1	Pilier Aurea Evo Angulé 17° Narrow Platform altura 2.5mm	AUREA EVO	08436560951933	0843656095PILAR8C
EVO RP 22.1	Pilier Aurea Evo Angulé 17° Regular Platform altura 2.5mm	AUREA EVO	08436560951957	0843656095PILAR8C
EVO RP 62.0	Pilier Aurea Evo Angulé 30° Regular Platform altura 1.5mm	AUREA EVO	08436560951988	0843656095PILAR8C

Déclaration de conformité
Attachements fixes Phibo

REFERENCE	NAME/DESCRIPTION(EN)	SYSTEM	UDI- (DI)	BASIC UDI-DI
EVO RP 62.1	Pilier Aurea Evo Angulé 30° Regular Platform altura 2.5mm	AUREA EVO	08436560951995	0843656095PILAR8C

Tableau 4 groupe : Attachements définitifs Phibo et sous-groupe : Pilier implantaire.

REFERENCE	NAME/DESCRIPTION(EN)	SYSTEM	UDI- (DI)	BASIC UDI-DI
038.3000	Pilier fraisable TSA® S3	TSA	08436560953593	0843656095PILAR8C
038.3005	Pilier fraisable 0.5mm TSA® S3	TSA	08436560953456	0843656095PILAR8C
038.3015	Pilier fraisable 1.5mm TSA® S3	TSA	08436560953487	0843656095PILAR8C
038.3030	Pilier fraisable 3.0mm TSA® S3	TSA	08436560953548	0843656095PILAR8C
038.4000	Pilier fraisable TSA® S4	TSA	08436560953609	0843656095PILAR8C
038.4005	Pilier fraisable 0.5mm TSA® S4	TSA	08436560953463	0843656095PILAR8C
038.4015	Pilier fraisable 1.5mm TSA® S4	TSA	08436560953494	0843656095PILAR8C
038.4030	Pilier fraisable 3.0mm TSA® S4	TSA	08436560953555	0843656095PILAR8C
038.5000	Pilier fraisable TSA® S5	TSA	08436560953616	0843656095PILAR8C
038.5005	Pilier fraisable 0.5mm TSA® S5	TSA	08436560953470	0843656095PILAR8C
038.5015	Pilier fraisable 1.5mm TSA® S5	TSA	08436560953500	0843656095PILAR8C
H20.2020	Pilier fraisable 2.0mm TSH® S2	TSH	08436560953517	0843656095PILAR8C
H20.2040	Pilier fraisable 4.0mm TSH® S2	TSH	08436560953562	0843656095PILAR8C
H20.3420	Pilier fraisable 2.0mm TSH® S3 S4	TSH	08436560953524	0843656095PILAR8C
H20.3440	Pilier fraisable 4.0mm TSH® S3 S4	TSH	08436560953579	0843656095PILAR8C
H20.5020	Pilier fraisable 2.0mm TSH® S5	TSH	08436560953531	0843656095PILAR8C
H20.5040	Pilier fraisable 4.0mm TSH® S5	TSH	08436560953586	0843656095PILAR8C
EVO NP 20.1	Pilier Aurea Evo fraisable Narrow Platform 1mm	AUREA EVO	08436560952008	0843656095PILAR8C
EVO NP 20.2	Pilier Aurea Evo fraisable Narrow Platform altura 12mm	AUREA EVO	08436560952015	0843656095PILAR8C
EVO NP 20.3	Pilier Aurea Evo fraisable Narrow Platform altura 3mm	AUREA EVO	08436560952022	0843656095PILAR8C
EVO RP 20.1	Pilier Aurea Evo fraisable Regular Platform 1mm	AUREA EVO	08436560952039	0843656095PILAR8C
EVO RP 20.2	Pilier Aurea Evo fraisable Regular Platform altura 1 mm	AUREA EVO	08436560952046	0843656095PILAR8C
EVO RP 20.3	Pilier Aurea Evo fraisable Regular Platform altura 2 mm	AUREA EVO	08436560952053	0843656095PILAR8C

REFERENCE	NAME/DESCRIPTION(EN)	SYSTEM	UDI - (DI)	BASIC UDI-DI
EVO WP 20.1	Pilier Aurea Evo fraisable Wide Platform 1mm	AUREA EVO	08436560952060	0843656095PILAR8C
EVO WP 20.2	Pilier Aurea Evo fraisable Wide Platform altura 1 mm	AUREA EVO	08436560952077	0843656095PILAR8C
EVO WP 20.3	Pilier Aurea Evo fraisable Wide Platform altura 2 mm	AUREA EVO	08436560952084	0843656095PILAR8C
EVO NP 23.0	Pilier Aurea Evo Angulé 17º fraisable Narrow Platform altura 1.5 mm	AUREA EVO	08436560951889	0843656095PILAR8C
EVO RP 23.0	Pilier Aurea Evo Angulé 17º fraisable Narrow Platform altura 1.5 mm	AUREA EVO	08436560951902	0843656095PILAR8C
EVO NP 23.1	Pilier Aurea Evo Angulé 17º fraisable Narrow Platform altura 2.5 mm	AUREA EVO	08436560951896	0843656095PILAR8C
EVO RP 23.1	Pilier Aurea Evo Angulé 17º fraisable Regular Platform altura 2.5mm	AUREA EVO	08436560951919	0843656095PILAR8C
EVO RP 63.0	Pilier Aurea Evo Angulé 30º fraisable Regular Platform altura 1.5 mm	AUREA EVO	08436560951964	0843656095PILAR8C
EVO RP 63.1	Pilier Aurea Evo Angulé 30º fraisable Regular Platform altura 2.5 mm	AUREA EVO	08436560951971	0843656095PILAR8C
INTAEVOAN	Pilier en titane Axis® PHIBO AUREA EVO ANGULADO (P) Antirrotationalnel	AUREA® EVO	08435567313843	0843556731INTERFASERW
INTAEVOANR	Pilier en titane Axis® PHIBO AUREA EVO ANGULADO (P) Rotationalnel	AUREA® EVO	08435567313850	0843556731INTERFASERW
INTAEVONP	Pilier en titane Axis® PHIBO AUREA EVO NP Antirrotationalnel	AUREA® EVO	08435567313867	0843556731INTERFASERW
INTAEVONPR	Pilier en titane Phibo Axis® Aurea Evo NP Rotationalnel	AUREA® EVO	08435567313874	0843556731INTERFASERW
INTAEVONPNP	Pilier en titane Axis® PHIBO AUREA EVO NP (P) Antirrotationalnel	AUREA® EVO	08435567313881	0843556731INTERFASERW

REFERENCE	NAME/DESCRIPTION(EN)	SYSTEM	UDI- (DI)	BASIC UDI-DI
INTAEVOPNPR	Pilier en titane Axis® PHIBO AUREA EVO NP (P) Rotationnel	AUREA® EVO	08435567313898	0843556731NTERFASERW
INTAEVOPRP	Pilier en titane Axis® PHIBO AUREA EVO RP (P) Antirotationnel	AUREA® EVO	08435567313904	0843556731NTERFASERW
INTAEVOPRPR	Pilier en titane Axis® PHIBO AUREA EVO RP (P) Rotationnel	AUREA® EVO	08435567313911	0843556731NTERFASERW
INTAEVOPWP	Pilier en titane Axis® PHIBO AUREA EVO WP (P) Antirotationnel	AUREA® EVO	08435567313928	0843556731NTERFASERW
INTAEVOPWPR	Pilier en titane Axis® PHIBO AUREA EVO WP (P) Rotationnel	AUREA® EVO	08435567313935	0843556731NTERFASERW
INTAEVORW	Pilier en titane Axis® PHIBO AUREA EVO RP~ WP Antirotationnel	AUREA® EVO	08435567313942	0843556731NTERFASERW
INTAEVORWR	Pilier en titane Axis® PHIBO AUREA EVO RP~ WP Rotationnel	AUREA® EVO	08435567313959	0843556731NTERFASERW
INTATSAS3	Pilier en titane Phibo Axis® TSA S3 Antirotationnel	TSA®	08435567313966	0843556731NTERFASERW
INTATSAS3R	Pilier en titane Phibo Axis® TSA S3 Rotationnel	TSA®	08435567313973	0843556731NTERFASERW
INTATSAS4	Pilier en titane Phibo Axis® TSA S4 Antirotationnel	TSA®	08435567313980	0843556731NTERFASERW
INTATSAS4R	Pilier en titane Phibo Axis® TSA S4 Rotationnel	TSA®	08435567313997	0843556731NTERFASERW
INTATSASS	Pilier en titane Phibo Axis® TSA S5 Antirotationnel	TSA®	08435567314000	0843556731NTERFASERW
INTATSASSR	Pilier en titane Phibo Axis® TSA S5 Rotationnel	TSA®	08435567314017	0843556731NTERFASERW
INTATSH2	Pilier en titane Phibo Axis® TSH S2 Antirotationnel	TSH®	08435567314024	0843556731NTERFASERW
INTATSH2R	Pilier en titane Phibo Axis® TSH S2 Rotationnel	TSH®	08435567314031	0843556731NTERFASERW
INTATSH34	Pilier en titane Phibo Axis® TSH S3-S4 Antirotationnel	TSH®	08435567314048	0843556731NTERFASERW
INTATSH34R	Pilier en titane Phibo Axis® TSH S3-S4 Rotationnel	TSH®	08435567314055	0843556731NTERFASERW

REFERENCE	NAME/DESCRIPTION(EN)	SYSTEM	UDI- (pi)	BASIC UDI-DI
INTATSH5	Pilier en titane Phibo Axis® TSH S5 Antirotationnel	TSH®	08435567314062	08435567314062
INTATSHSR	Pilier en titane Phibo Axis® TSH S5 Rotationnel	TSH®	08435567314079	08435567314079
INTEVAN	Pilier en titane Axis® PHIBO AUREA EVO ANGULADO (P) Antirotationnel	AUREA® EVO	08436560954507	08436560954507
INTEVANR	Pilier en titane Axis® PHIBO AUREA EVO ANGULADO (P) Rotationnel	AUREA® EVO	08436560954514	08436560954514
INTEVONP	Pilier en titane Axis® PHIBO AUREA EVO NP Antirotationnel	AUREA® EVO	08436560954460	08436560954460
INTEVONPR	Pilier en titane Axis® PHIBO AUREA EVO NP Rotationnel	AUREA® EVO	08436560954477	08436560954477
INTEVONPNP	Pilier en titane Axis® PHIBO AUREA EVO NP (P) Antirotationnel	AUREA® EVO	08436560954521	08436560954521
INTEVONPNR	Pilier en titane Axis® PHIBO AUREA EVO NP (P) Rotationnel	AUREA® EVO	08436560954538	08436560954538
INTEVOPRP	Pilier en titane Axis® PHIBO AUREA EVO RP (P) Antirotationnel	AUREA® EVO	08436560954545	08436560954545
INTEVOPRR	Pilier en titane Axis® PHIBO AUREA EVO RP (P) Rotationnel	AUREA® EVO	08436560954552	08436560954552
INTEVOPWP	Pilier en titane Axis® PHIBO AUREA EVO WP (P) Antirotationnel	AUREA® EVO	08436560954569	08436560954569
INTEVOPWPR	Pilier en titane Axis® PHIBO AUREA EVO WP (P) Rotationnel	AUREA® EVO	08436560954576	08436560954576
INTEVORW	Pilier en titane Axis® PHIBO AUREA EVO RP-WP Antirotationnel	AUREA® EVO	08436560954484	08436560954484
INTEVORWR	Pilier en titane Axis® PHIBO AUREA EVO RP-WP Rotationnel	AUREA® EVO	08436560954491	08436560954491
INTTSAS3	Pilier en titane Phibo TSA S3 Antirotationnel	TSA®	08436560955887	08436560955887
INTTSAS3R	Pilier en titane Phibo TSA S3 Rotationnel	TSA®	08436560955894	08436560955894

Déclaration de conformité Attachements fixes Phibo

RÉFÉRENCE	NAME/DESCRIPTION(EN)	SYSTEM	UDI- (DI)	BASIC UDI-DI
INTTSAS4	Pilier en titane Phibo TSA S4	TSA [®]	08436560955900	0843656095INTERRFAS5EVX
INTTSAS4R	Pilier en titane Phibo TSA S4	TSA [®]	08436560955917	0843656095INTERRFAS5EVX
INTTSAS5	Pilier en titane Phibo TSA S5	TSA [®]	08436560955924	0843656095INTERRFAS5EVX
INTTSAS5R	Pilier en titane Phibo TSA S5	TSA [®]	08436560955931	0843656095INTERRFAS5EVX
INTTSH2	Pilier en titane Phibo TSH S2	TSH [®]	08436560955948	0843656095INTERRFAS5EVX
INTTSH2R	Pilier en titane Phibo TSH S2	TSH [®]	08436560955955	0843656095INTERRFAS5EVX
INTTSH34	Pilier en titane Phibo TSH S3-S4	TSH [®]	08436560955962	0843656095INTERRFAS5EVX
INTTSH34R	Pilier en titane Phibo TSH S3-S4	TSH [®]	08436560955979	0843656095INTERRFAS5EVX
INTTSH5	Pilier en titane Phibo TSH S5	TSH [®]	08436560955986	0843656095INTERRFAS5EVX
INTTSH5R	Pilier en titane Phibo TSH S5	TSH [®]	08436560955993	0843656095INTERRFAS5EVX
INTAURNP	Pilier en titane Aura NP	AUREA [®]	08436560954583	0843656095INTERRFAS5EVX
INTAURNP	Pilier en titane Aura NP	AUREA [®]	08436560955702	0843656095INTERRFAS5EVX
INTAURNP	Pilier en titane Aura NP	AUREA [®]	08436560955719	0843656095INTERRFAS5EVX
INTAURNP	Pilier en titane Aura NP	AUREA [®]	08436560955726	0843656095INTERRFAS5EVX
INTAURNP	Pilier en titane Aura NP	AUREA [®]	08436560955733	0843656095INTERRFAS5EVX
INTAURNP	Pilier en titane Aura NP	AUREA [®]	08436560955740	0843656095INTERRFAS5EVX
INTAURNP	Pilier en titane Aura NP	AUREA [®]	08436560955757	0843656095INTERRFAS5EVX
INTAURNP	Pilier en titane Aura NP	AUREA [®]	08436560954590	0843656095INTERRFAS5EVX

Déclaration de conformité
Attachements fixes Phibo

REFERENCE	NAME/DESCRIPTION(EN)	SYSTEM	UDI- (DI)	BASIC UDI-DI
INTAURWP	Pilier en titane Aurea WP Antirotationnel	AUREA [®]	08436560954606	0843656095INTERRFASERVX
INTINS35	Pilier en titane INSTANT Pillar Flexible D3 Antirotationnel	Instant [®]	08435567313133	084355673INTERRFASERVW
INTINS35R	Pilier en titane INSTANT Pillar Flexible D3 Rotationnel	Instant [®]	08435567313140	084355673INTERRFASERVW
INTINS40	Pilier en titane INSTANT Pillar Flexible D4 Antirotationnel	Instant [®]	08435567313157	084355673INTERRFASERVW
INTINS40R	Pilier en titane INSTANT Pillar Flexible D4 Rotationnel	Instant [®]	08435567313164	084355673INTERRFASERVW
INTINS50	Pilier en titane INSTANT Pillar Flexible D5 Antirotationnel	Instant [®]	08435567313188	084355673INTERRFASERVW
INTINS50R	Pilier en titane INSTANT Pillar Flexible D5 Rotationnel	Instant [®]	08435567313195	084355673INTERRFASERVW
INTINS60	Pilier en titane INSTANT Pillar Flexible D6 Antirotationnel	Instant [®]	08435567313201	084355673INTERRFASERVW
INTINS60R	Pilier en titane INSTANT Pillar Flexible D6 Rotationnel	Instant [®]	08435567313218	084355673INTERRFASERVW

Tableau 5 groupe : Attachements définitifs multimarque et sous-groupe : Pilier implantaire.

REFERENCE	NAME/DESCRIPTION(EN)	BRAND/SYSTEM	UDI- (DI)	BASIC UDI-DI
INTABHSS35	Pilier en titane Axis [®] Biohorizons Single-Stage 3.5 Antirotationnel	BioHorizons [®] Single stage	08435567313447	084355673INTERMULTIQ6
INTABHSS35R	Pilier en titane Axis [®] Biohorizons Single-Stage 3.5 Rotationnel	BioHorizons [®] Single stage	08435567313454	084355673INTERMULTIQ6
INTABHSS45	Pilier en titane Axis [®] Biohorizons Single-Stage 4.5 Antirotationnel	BioHorizons [®] Single stage	08435567313461	084355673INTERMULTIQ6
INTABHSS45R	Pilier en titane Axis [®] Biohorizons Single-Stage 4.5 Rotationnel	BioHorizons [®] Single stage	08435567313478	084355673INTERMULTIQ6
INTABHSS57	Pilier en titane Axis [®] Biohorizons Single-Stage 5.7 Antirotationnel	BioHorizons [®] Single stage	08435567313485	084355673INTERMULTIQ6

INTABHSS57R	Pilier en titane Axis® Biohorizons Single-Stage	BioHorizons® Single stage	08435567313492	0843556731INTERMULTIQ6
INTACONICNRR	Pilier en titane Axis® Nobel Multi-Unit Rotationnel	Nobel® Multi-unit	08435567314086	0843556731INTERMULTIQ6
INTACTNP	Pilier en titane Nobel Active (DI) NP Antirotationnel	Nobel® Active	08436560955566	0843656095INTERMULTIX9
INTACTRP	Pilier en titane Nobel Active (DI) RP Antirotationnel	Nobel® Active	08436560955573	0843656095INTERMULTIX9
INTALPBIO42	Pilier en titane Alpha Bio 4.2 (DI) Antirotationnel	Alpha-Bio® IH	08436560954361	0843656095INTERMULTIX9
INTALPBIO42R	Pilier en titane Alpha Bio 4.2 (DI) Rotationnel	Alpha-Bio® IH	08436560954378	0843656095INTERMULTIX9
INTALPBIO50	Pilier en titane Alpha Bio 5.0 (DI) Antirotationnel	Alpha-Bio® IH	08436560954385	0843656095INTERMULTIX9
INTALPBIO50R	Pilier en titane Alpha Bio 5.0 (DI) Rotationnel	Alpha-Bio® IH	08436560954392	0843656095INTERMULTIX9
INTALPBIO60	Pilier en titane Alpha Bio 6.0 (DI) Antirotationnel	Alpha-Bio® IH	08436560954408	0843656095INTERMULTIX9
INTALPBIO60R	Pilier en titane Alpha Bio 6.0 (DI) Rotationnel	Alpha-Bio® IH	08436560954415	0843656095INTERMULTIX9
INTASTRABLU	Pilier en titane Astratech Blue (DI) Antirotationnel	Astratech® Osseospeed TX	08436560954422	0843656095INTERMULTIX9
INTAVIH41	Pilier en titane Avinent® HI 4.1 Antirotationnel	Avinent® HI	08436560954613	0843656095INTERMULTIX9
INTAVIH41R	Pilier en titane Avinent® HI 4.1 Rotationnel	Avinent® HI	08436560954620	0843656095INTERMULTIX9
INTBIOC40	Pilier en titane Biocomp (DI) 4.0 Antirotationnel	Biocomp® Biocomp	08436560954637	0843656095INTERMULTIX9
INTBIOC40R	Pilier en titane Biocomp (DI) 4.0 Rotationnel	Biocomp® Biocomp	08436560954644	0843656095INTERMULTIX9
INTBIOC52	Pilier en titane Biocomp (DI) 5.2 Antirotationnel	Biocomp® Biocomp	08436560954651	0843656095INTERMULTIX9
INTBIOC52R	Pilier en titane Biocomp (DI) 5.2 Rotationnel	Biocomp® Biocomp	08436560954668	0843656095INTERMULTIX9

INTBIOH30	Pilier en titane BioHorizons Tap. Intp.(DI) 3.0 Antirotationnel	BioHorizons [®] Tapered Internal	08436560954705	0843656095INTERMULTIX9
INTBIOH30R	Pilier en titane BioHorizons Tap. Intp.(DI) 3.0 Rotationnel	BioHorizons [®] Tapered Internal	08436560954743	0843656095INTERMULTIX9
INTBIOH35TAP	Pilier en titane Biohorizons Tapered Internal 3.5 (DI) Antirotationnel	BioHorizons [®] Tapered Internal	08436560954712	0843656095INTERMULTIX9
INTBIOH35TAPR	Pilier en titane Biohorizons Tapered Internal 3.5 (DI) Rotationnel	BioHorizons [®] Tapered Internal	08436560954675	0843656095INTERMULTIX9
INTBIOH45TAP	Pilier en titane Biohorizons Tapered Internal 4.5 (DI) Antirotationnel	BioHorizons [®] Tapered Internal	08436560954729	0843656095INTERMULTIX9
INTBIOH45TAPR	Pilier en titane Biohorizons Tapered Internal 4.5 (DI) Rotationnel	BioHorizons [®] Tapered Internal	08436560954682	0843656095INTERMULTIX9
INTBIOH57TAP	Pilier en titane Biohorizons Tapered Internal 5.7 (DI) Antirotationnel	BioHorizons [®] Tapered Internal	08436560954736	0843656095INTERMULTIX9
INTBIOH57TAPR	Pilier en titane Biohorizons Tapered Internal 5.7 (DI) Rotationnel	BioHorizons [®] Tapered Internal	08436560954699	0843656095INTERMULTIX9
INTBLSRANC	Pilier en titane Straumann Bone Level SRA NC (P) Antirotationnel	Straumann [®] Bone Level SRA	08436560955825	0843656095INTERMULTIX9
INTBLSRANC R	Pilier en titane Straumann Bone Level SRA NC (P) Rotationnel	Straumann [®] Bone Level SRA	08436560955764	0843656095INTERMULTIX9



INTBLSRARC	Pilier en titane Straumann Bone Level	SRA RC (P) Antirotationnel	Straumann® Bone Level SRA	08436560955832	0843656095NINTERMULTIX9
INTBLSRARCR	Pilier en titane Straumann Bone Level	SRA RC (P) Rotationnel	Straumann® Bone Level SRA	08436560955771	0843656095NINTERMULTIX9
INTBLVNC	Pilier en titane Straumann Bone Level	NC Antirotationnel	Straumann® Bone Level	08436560955788	0843656095NINTERMULTIX9
INTBLVNCR	Pilier en titane Straumann Bone Level	NC Rotationnel	Straumann® Bone Level	08436560955795	0843656095NINTERMULTIX9
INTBLVRC	Pilier en titane Straumann Bone Level	RC Antirotationnel	Straumann® Bone Level	08436560955801	0843656095NINTERMULTIX9
INTBLVRCR	Pilier en titane Straumann Bone Level	RC Rotationnel	Straumann® Bone Level	08436560955818	0843656095NINTERMULTIX9
INTBMKKNP	Pilier en titane Nobel Branemark (DI) NP	Antirotationnel	Nobel® Branemark	08436560955580	0843656095NINTERMULTIX9
INTBMKKNPR	Pilier en titane Nobel Branemark (DI) NP	Rotationnel	Nobel® Branemark	08436560955597	0843656095NINTERMULTIX9
INTBMKRPR	Pilier en titane Nobel Branemark (DI) RP	Antirotationnel	Nobel® Branemark	08436560955603	0843656095NINTERMULTIX9
INTBMKVP	Pilier en titane Nobel Branemark (DI) WP	Rotationnel	Nobel® Branemark	08436560955610	0843656095NINTERMULTIX9
INTBMKWPR	Pilier en titane Nobel Branemark (DI) WP	Antirotationnel	Nobel® Branemark	08436560955627	0843656095NINTERMULTIX9
INTBWKWPR	Pilier en titane Nobel Branemark (DI) WP	Rotationnel	Nobel® Branemark	08436560955634	0843656095NINTERMULTIX9

INTBNHERP	Pilier en titane Bionnovation HE RP (DI) Antirotationnel	Bionnovation [®] HE	08435567311719	0843556731INTERMULTIQ6
INTBNHERPR	Pilier en titane Bionnovation HE RP (DI) Rotationnel	Bionnovation [®] HE	08435567311726	0843556731INTERMULTIQ6
INTBNHESP	Pilier en titane Bionnovation HE SP (DI) Antirotationnel	Bionnovation [®] HE	08435567311696	0843556731INTERMULTIQ6
INTBNHESPR	Pilier en titane Bionnovation HE SP (DI) Rotationnel	Bionnovation [®] HE	08435567311702	0843556731INTERMULTIQ6
INTBNHEWP	Pilier en titane Bionnovation HE WP (DI) Antirotationnel	Bionnovation [®] HE	08435567311733	0843556731INTERMULTIQ6
INTBNHEWPR	Pilier en titane Bionnovation HE WP (DI) Rotationnel	Bionnovation [®] HE	08435567311740	0843556731INTERMULTIQ6
INTBNHIRP	Pilier en titane Bionnovation HI RP (DI) Antirotationnel	Bionnovation [®] HI	08435567311771	0843556731INTERMULTIQ6
INTBNHIRPR	Pilier en titane Bionnovation HI RP (DI) Rotationnel	Bionnovation [®] HI	08435567311788	0843556731INTERMULTIQ6
INTBNHISP	Pilier en titane Bionnovation HI SP (DI) Antirotationnel	Bionnovation [®] HI	08435567311757	0843556731INTERMULTIQ6
INTBNHISPR	Pilier en titane Bionnovation HI SP (DI) Rotationnel	Bionnovation [®] HI	08435567311764	0843556731INTERMULTIQ6
INTBNHIWP	Pilier en titane Bionnovation HI WP (DI) Antirotationnel	Bionnovation [®] HI	08435567311795	0843556731INTERMULTIQ6
INTBNHIWPR	Pilier en titane Bionnovation HI WP (DI) Rotationnel	Bionnovation [®] HI	08435567311801	0843556731INTERMULTIQ6

INTBT141	Pilier en titane BTI® Interna 4.1 Antirotationnel	BTI® Interna	08436560954897	0843656095INTERMULTIX9
INTBT141R	Pilier en titane BTI® Interna 4.1 Rotationnel	BTI® Interna	08436560954903	0843656095INTERMULTIX9
INTBT155	Pilier en titane BTI® Interna 5.5 Antirotationnel	BTI® Interna	08436560954910	0843656095INTERMULTIX9
INTBT155R	Pilier en titane BTI® Unit (P) Antirotationnel	BTI® Interna	08436560954927	0843656095INTERMULTIX9
INTBT1PU	Pilier en titane BTI® Unit (P) Antirotationnel	BTI® Pilar Unit	08436560954880	0843656095INTERMULTIX9
INTCAM33	Pilier en titane Camlog® (DI) 3.3 Antirotationnel	Camlog® Screw-line	08436560954934	0843656095INTERMULTIX9
INTCAM33R	Pilier en titane Camlog® (DI) 3.3 Rotationnel	Camlog® Screw-line	08436560954941	0843656095INTERMULTIX9
INTCAM38	Pilier en titane Camlog® (DI) 3.8 Antirotationnel	Camlog® Screw-line	08436560954958	0843656095INTERMULTIX9
INTCAM38R	Pilier en titane Camlog® (DI) 3.8 Rotationnel	Camlog® Screw-line	08436560954965	0843656095INTERMULTIX9
INTCAM43	Pilier en titane Camlog® (DI) 4.3 Antirotationnel	Camlog® Screw-line	08436560954972	0843656095INTERMULTIX9
INTCAM43R	Pilier en titane Camlog® (DI) 4.3 Rotationnel	Camlog® Screw-line	08436560954989	0843656095INTERMULTIX9
INTCAM50	Pilier en titane Camlog® (DI) 5.0 Antirotationnel	Camlog® Screw-line	08436560954996	0843656095INTERMULTIX9
INTCAM50R	Pilier en titane Camlog® (DI) 5.0 Rotationnel	Camlog® Screw-line	08436560955009	0843656095INTERMULTIX9
INTCAM60	Pilier en titane Camlog® (DI) 6.0 Antirotationnel	Camlog® Screw-line	08436560955016	0843656095INTERMULTIX9
INTCAM60R	Pilier en titane Camlog® (DI) 6.0 Rotationnel	Camlog® Screw-line	08436560955023	0843656095INTERMULTIX9
INTCRTA34	Pilier en titane Biomét 3I® Certain 3.4 Antirotationnel	Biomét 3I® Certain	08436560954750	0843656095INTERMULTIX9
INTCRTA34R	Pilier en titane Biomét 3I® Certain 3.4 Rotationnel	Biomét 3I® Certain	08436560954767	0843656095INTERMULTIX9

INTCRTA41	Pilier en titane Biomet 3i	Certain 4.1	Antirotationnel	Biomet 3i [®]	08436560954774	0843656095INTERMULTIX9
INTCRTA42R	Pilier en titane Biomet 3i	Certain 4.1 Rotationnel		Biomet 3i [®]	08436560954781	0843656095INTERMULTIX9
INTCRTA50	Pilier en titane Biomet 3i	Certain 5.0	Antirotationnel	Biomet 3i [®]	08436560954798	0843656095INTERMULTIX9
INTCRTA50R	Pilier en titane Biomet 3i	Certain 5.0 Rotationnel		Biomet 3i [®]	08436560954804	0843656095INTERMULTIX9
INTDEPRONR	Pilier en titane	DentalPro Narrow	Antirotationnel	Dentalpro [®]	08435567311894	0843556731INTERMULTIQ6
INTDEPRONRR	Pilier en titane	DentalPro Narrow	Rotationnel	Dentalpro [®]	08435567311900	0843556731INTERMULTIQ6
INTDEPROSTD	Pilier en titane	DentalPro standard	Ø3.3/3.7/4.2/5.0 Antirotationnel	Dentalpro [®]	08435567311917	0843556731INTERMULTIQ6
INTDEPROSDR	Pilier en titane	DentalPro standard	Ø3.3/3.7/4.2/5.0 Rotationnel	Dentalpro [®]	08435567311924	0843556731INTERMULTIQ6
INTDYNOCTA	Pilier en titane Dyna	Implants Octa (D)	Antirotationnel	Dyna [®] Implants Octa	08436560955108	0843656095INTERMULTIX9
INTDYNOCTAR	Pilier en titane Dyna	Implants Octa (D)		Dyna [®] Implants Octa	08436560955115	0843656095INTERMULTIX9
INTECKTR	Pilier en titane	Eckermann Triplo/Perio	Antirotationnel	Eckermann [®] Triplo/Perio	08435567313836	0843556731INTERMULTIQ6
INTESSENTI42	Pilier en titane Klockner [®]	Essential 4.2		Klockner [®] Essential	08436560955245	0843656095INTERMULTIX9
INTESSENTI42R	Pilier en titane Klockner [®]	Essential 4.2 Rotationnel		Klockner [®] Essential	08436560955252	0843656095INTERMULTIX9

INTESSENT148	Pilier en titane Klockner Essential 4.8 (DI) Antirotationnel	Klockner® Essential	08436560955122	08436560955122	08436560955122
INTESSENT148R	Pilier en titane Klockner Essential 4.8 (DI) Rotationnel	Klockner® Essential	08436560955139	08436560955139	08436560955139
INTETKN30	Pilier en titane Eurotekknica Naturall 3.0 Antirotationnel	Eurotekknica® Naturall	08435567313225	08435567313225	08435567313225
INTETKN30R	Pilier en titane Eurotekknica Naturall 3.0 Rotationnel	Eurotekknica® Naturall	08435567313232	08435567313232	08435567313232
INTETKNAT	Pilier en titane Eurotekknica NATURALL (DI) Antirotationnel	Eurotekknica® Naturall	08435567311665	08435567311665	08435567311665
INTETKNATR	Pilier en titane Eurotekknica NATURALL (DI) Rotationnel	Eurotekknica® Naturall	08435567311658	08435567311658	08435567311658
INTETKTET	Pilier en titane Eurotekknica PILAR TETRA (P) Antirotationnel	Eurotekknica® Pilar tetra	08435567311818	08435567311818	08435567311818
INTETKTETR	Pilier en titane Eurotekknica PILAR TETRA (P) Rotationnel	Eurotekknica® Pilar tetra	08435567311825	08435567311825	08435567311825
INTKLESP25	Pilier en titane Klockner Essential Pilar 25° Antirotationnel	Klockner® Essential	08436560955146	08436560955146	08436560955146
INTKLMULCO30	Pilier en titane Klockner Pilar Multi-Cone 30° Antirotationnel	Klockner® Essential	08436560955153	08436560955153	08436560955153
INTKLOVGMV	Pilier en titane Klockner Vega MV (DI) Antirotationnel	Klockner® Vega	08436560955184	08436560955184	08436560955184
INTKLOVGMVR	Pilier en titane Klockner Vega MV (DI) Rotationnel	Klockner® Vega	08436560955191	08436560955191	08436560955191
INTKLOGVNV	Pilier en titane Klockner Vega NV (DI) Antirotationnel	Klockner® Vega	08436560955207	08436560955207	08436560955207

INTKLOGVNR	Pilier en titane Klockner	Vega NV (DI) Rotational	Klockner® Vega	08436560955214	08436560955214	08436560955214	INTKLOGVNR
INTKLOVGP	Pilier en titane Klockner	Vega (P) Antirrotationnel	Klockner® Vega	08436560955160	08436560955160	08436560955160	INTKLOVGP
INTKLOVPR	Pilier en titane Klockner	Vega (P) Rotational	Klockner® Vega	08436560955177	08436560955177	08436560955177	INTKLOVPR
INTKLOGRV	Pilier en titane Klockner	Vega RV (DI)	Klockner® Vega	08436560955221	08436560955221	08436560955221	INTKLOGRV
INTKLOGRVR	Pilier en titane Klockner	Vega RV (DI) Rotational	Klockner® Vega	08436560955238	08436560955238	08436560955238	INTKLOGRVR
INTMGAN	Pilier en titane Megagen	Anyridge (DI) Antirrotationnel	Megagen® Anyridge	08436560955313	08436560955313	08436560955313	INTMGAN
INTABIOHMUR	Pilier en titane Axis®	BioHorizons Multi-Unit R	BioHorizons® Multi-Unit	08435567314192	08435567314192	08435567314192	INTABIOHMUR
INTMGANO	Pilier en titane Megagen	Anyone 3.9 - 4.3 (DI)	Megagen® Anyone	08436560955306	08436560955306	08436560955306	INTMGANO
INTMGANR	Pilier en titane Megagen	Anyridge (DI) Rotational	Megagen® Anyridge	08436560955320	08436560955320	08436560955320	INTMGANR
INTMISC1STD	Pilier en titane Mis C1	Standard (DI) Antirrotationnel	Mis® C1	08436560955337	08436560955337	08436560955337	INTMISC1STD
INTMISC1STD	Pilier en titane Mis C1	Standard (DI) Rotational	Mis® C1	08436560955344	08436560955344	08436560955344	INTMISC1STD
INTMISC1WD	Pilier en titane Mis C1	Wide (DI) Antirrotationnel	Mis® C1	08436560955351	08436560955351	08436560955351	INTMISC1WD
INTMISC1WDR	Pilier en titane Mis C1	Wide (DI) Rotational	Mis® C1	08436560955368	08436560955368	08436560955368	INTMISC1WDR
INTMIS1STD	Pilier en titane Mis Lance	L.Plus Standard (DI) Antirrotationnel	Mis® Lance	08436560955399	08436560955399	08436560955399	INTMIS1STD
INTMIS1STD	Pilier en titane Mis Lance	L.Plus Standard (DI) Rotational	Mis® Lance	08436560955405	08436560955405	08436560955405	INTMIS1STD

Déclaration de conformité
Attachements fixes Phibo

ժողով

INTMISLWD	Pilier en titane Mis Lance	L.Plus Wide (DI)	Antirotationnel	Mis®	Lance	08436560955375	0843656095ININTERMULTIX9
INTMISLWDR	Pilier en titane Mis Lance	L.Plus Wide (DI)	Rotationnel	Mis®	Lance	08436560955382	0843656095ININTERMULTIX9
INTMISNRW	Pilier en titane Mis Seven	(DI) Narrow	Antirotationnel	Mis®	Seven	08436560955412	0843656095ININTERMULTIX9
INTMISNRWR	Pilier en titane Mis Seven	(DI) Narrow Rotationnel		Mis®	Seven	08436560955429	0843656095ININTERMULTIX9
INTMISSTD	Pilier en titane Mis Seven	(DI) Standard	Antirotationnel	Mis®	Seven	08436560955443	0843656095ININTERMULTIX9
INTMISSTR	Pilier en titane Mis Seven	(DI) Standard	Rotationnel	Mis®	Seven	08436560955436	0843656095ININTERMULTIX9
INTMISWD	Pilier en titane Mis Seven	(DI) Wide Antirotationnel		Mis®	Seven	08436560955450	0843656095ININTERMULTIX9
INTMISWDR	Pilier en titane Mis Seven	(DI) Wide Rotationnel		Mis®	Seven	08436560955467	0843656095ININTERMULTIX9
INTNANO325	Pilier en titane Biomét 3i	Nanotite 3.25	Antirotationnel	Biomét 3i®	Nanotite	08436560954811	0843656095ININTERMULTIX9
INTNANO325R	Pilier en titane Biomét 3i	Nanotite 3.25	Rotationnel	Biomét 3i®	Nanotite	08436560954828	0843656095ININTERMULTIX9
INTNDCMO	Pilier en titane Neodent	Cono Morse (DI)	Antirotationnel	Neodent®	Cono morse	08436560955498	0843656095ININTERMULTIX9
INTNDHE33	Pilier en titane Neodent	HE 3.3 (DI)		Neodent®	HE	08436560955504	0843656095ININTERMULTIX9
INTNDHE33R	Pilier en titane Neodent	HE 3.3 (DI) Rotationnel		Neodent®	HE	08436560955511	0843656095ININTERMULTIX9
INTNDHE41	Pilier en titane Neodent	HE 4.1 (DI)	Antirotationnel	Neodent®	HE	08436560955528	0843656095ININTERMULTIX9

INTNDHE41R	Pilier en titane Neodent® HE 4.1 (DI) Rotationnel	Neodent® HE	08436560955535	0843656095INTERMULTIX9
INTNDHE50	Pilier en titane Neodent® HE 5.0 (DI)	Neodent® HE	08436560955542	0843656095INTERMULTIX9
INTNDHE50R	Pilier en titane Neodent® HE 5.0 (DI) Rotationnel	Neodent® HE	08436560955559	0843656095INTERMULTIX9
INTNDPCM	Pilier en titane Neodent® CM (P) Antirotationnel	Neodent® Cono morse	08436560955474	0843656095INTERMULTIX9
INTNDPCMR	Pilier en titane Neodent® CM (P) Rotationnel	Neodent® Cono morse	08436560955481	0843656095INTERMULTIX9
INTOCACO42	Pilier en titane Klockner® Pilar Octacone 12°	Klockner® Octacone	08436560955269	0843656095INTERMULTIX9
INTOCACO42R	Pilier en titane Klockner® Pilar Octacone 12°	Klockner® Octacone	08436560955276	0843656095INTERMULTIX9
INTOSE041	Pilier en titane Biomet 3i® Oseotite XP 4.1	Biomet 3i® Oseotite	08436560954835	0843656095INTERMULTIX9
INTOSE041R	Pilier en titane Biomet 3i® Oseotite XP 4.1	Biomet 3i® Oseotite	08436560954842	0843656095INTERMULTIX9
INTOSE050	Pilier en titane Biomet 3i® Oseotite XP 5.0	Biomet 3i® Oseotite	08436560954859	0843656095INTERMULTIX9
INTOSE050R	Pilier en titane Biomet 3i® Oseotite XP 5.0	Biomet 3i® Oseotite	08436560954873	0843656095INTERMULTIX9
INTOSE0TXAQ	Pilier en titane Astratech® Osseospeed TX (DI) Aqua	Astratech® Osseospeed TX	08436560954439	0843656095INTERMULTIX9
INTOSE0TXLI	Pilier en titane Astratech® Osseospeed TX (DI) Liliac	Astratech® Osseospeed TX	08436560954446	0843656095INTERMULTIX9
INTOSE0TXYE	Pilier en titane Astratech® Osseospeed TX (DI)	Astratech® Osseospeed TX	08436560954453	0843656095INTERMULTIX9

INTRPLNP	Pilier en titane Nobel Remplacement (DI) NP Antirotationnel	Nobel® Remplacement	08436560955641	0843656095INTE RMULTIX9
INTRPLNPR	Pilier en titane Nobel Remplacement (DI) NP Rotationnel	Nobel® Remplacement	08436560955658	0843656095INTE RMULTIX9
INTRPLRP	Pilier en titane Nobel Remplacement (DI) RP Antirotationnel	Nobel® Remplacement	08436560955665	0843656095INTE RMULTIX9
INTRPLRPR	Pilier en titane Nobel Remplacement (DI) RP Rotationnel	Nobel® Remplacement	08436560955672	0843656095INTE RMULTIX9
INTRPLWP	Pilier en titane Nobel Remplacement (DI) WP Antirotationnel	Nobel® Remplacement	08436560955689	0843656095INTE RMULTIX9
INTRPLWPR	Pilier en titane Nobel Remplacement (DI) WP Rotationnel	Nobel® Remplacement	08436560955696	0843656095INTE RMULTIX9
INTSK242	Pilier en titane Klockner® SK 2 4,2 Antirotationnel	Klockner® SK 2	08436560955283	0843656095INTE RMULTIX9
INTSK242R	Pilier en titane Klockner® SK 2 4,2 Rotationnel	Klockner® SK 2	08436560955290	0843656095INTE RMULTIX9
INTSDRN	Pilier en titane Straumann Standard RN Antirotationnel	Straumann® standard	08436560955849	0843656095INTE RMULTIX9
INTSDRNR	Pilier en titane Straumann Standard RN Rotationnel	Straumann® standard	08436560955856	0843656095INTE RMULTIX9
INTSDWN	Pilier en titane Straumann Standard WN Antirotationnel	Straumann® standard	08436560955863	0843656095INTE RMULTIX9
INTSDWNR	Pilier en titane Straumann Standard WN Rotationnel	Straumann® standard	08436560955870	0843656095INTE RMULTIX9
INTXIVE34	Pilier en titane Dentsply-Friident XIVE (DI) 3,40 Antirotationnel	Dentsply® Xive	08436560955030	0843656095INTE RMULTIX9

INTXIVE34R	Pilier en titane Dentsply-Friadent XIVE (DI) 3.40 Rotationnel	Dentsply [®] Xive	08436560955047	0843656095INTERMULTIX9
INTXIVE38	Pilier en titane Dentsply-Friadent XIVE (DI) 3.80 Antirotationnel	Dentsply [®] Xive	08436560955054	0843656095INTERMULTIX9
INTXIVE38R	Pilier en titane Dentsply-Friadent XIVE (DI) 3.80 Rotationnel	Dentsply [®] Xive	08436560955061	0843656095INTERMULTIX9
INTXIVE45	Pilier en titane Dentsply-Friadent XIVE (DI) 4.50 Antirotationnel	Dentsply [®] Xive	08436560955078	0843656095INTERMULTIX9
INTXIVE45R	Pilier en titane Dentsply-Friadent XIVE (DI) 4.50 Rotationnel	Dentsply [®] Xive	08436560955085	0843656095INTERMULTIX9
INTXIVE55	Pilier en titane Dentsply-Friadent XIVE (DI) 5.50 Antirotationnel	Dentsply [®] Xive	08436560955092	0843656095INTERMULTIX9
INTZDPCR	Pilier en titane ZIMMER DENTAL PILAR CONICO (P) Rotationnel	Zimmer [®] Pilar conico	08435567311641	084355673INTERMULTIQ6
INTZDV35	Pilier en titane Zimmer Screw Vent 3.5 Antirotationnel	Zimmer [®] Screw Vent	08436560956044	0843656095INTERMULTIX9
INTZDV35R	Pilier en titane Zimmer Screw Vent 3.5 Rotationnel	Zimmer [®] Screw Vent	08436560956051	0843656095INTERMULTIX9
INTZDV45	Pilier en titane Zimmer Screw Vent 4.5 Antirotationnel	Zimmer [®] Screw Vent	08436560956068	0843656095INTERMULTIX9
INTZDV45R	Pilier en titane Zimmer Screw Vent 4.5 Rotationnel	Zimmer [®] Screw Vent	08436560956075	0843656095INTERMULTIX9
INTZDV56	Pilier en titane Zimmer Screw Vent 5.6 Antirotationnel	Zimmer [®] Screw Vent	08436560956082	0843656095INTERMULTIX9

INTZDSV56R	Pilier en titane Zimmer	Screw Vent 5.6	Zimmer®	084365609556099	084365609556099
INTZIAOINRP	Pilier en titane Ziacom	OIN RP (DI)	Ziacom®	084365609556006	084365609556006
INTZIAOINRPR	Pilier en titane Ziacom	OIN RP (DI) Rotationnel	Ziacom®	084365609556013	084365609556013
INTZIAOINWP	Pilier en titane Ziacom	OIN WP (DI)	Ziacom®	084365609556020	084365609556020
INTZIAOINWPR	Pilier en titane Ziacom	OIN WP (DI) Rotationnel	Ziacom®	084365609556037	084365609556037

Tableau 6 groupe : Attachelements amovibles et sous-groupe : Pilier boule.

REFERENCE	NAME/DESCRIPTION(EN)	SYSTEM	UDI- (DI)	BASIC UDI-DI
022.3001	Pilier de boule TSA® S3 1.0mm	TSA	08436560953319	0843656095PILAR8C
022.3003	Pilier de boule TSA® S3 3.0mm	TSA	08436560953326	0843656095PILAR8C
022.3005	Pilier de boule TSA® S3 5.0mm	TSA	08436560953333	0843656095PILAR8C
022.4001	Pilier de boule TSA® S4 1.0mm	TSA	08436560953340	0843656095PILAR8C
022.4003	Pilier de boule TSA® S4 3.0mm	TSA	08436560953357	0843656095PILAR8C
022.4005	Pilier de boule TSA® S4 5.0mm	TSA	08436560953388	0843656095PILAR8C
022.0010	Joint pour Pilier de boule (5 unid.)	TSA	08436560954354	0843656095PILAR8C
022.0005	Douille métallique Pilier de boule	TSA	08436560956105	0843656095PILAR8C
H22.3402	Pilier Boule TSH® S3 S4 2.0mm	TSH	08436560953364	0843656095PILAR8C
H22.3404	Pilier Boule TSH® S3 S4 4.0mm	TSH	08436560953371	0843656095PILAR8C

Tableau 7 groupe : Attachelements amovibles et sous-groupe : Click and Fix.

REFERENCE	NAME/DESCRIPTION(EN)	SYSTEM	UDI- (DI)	BASIC UDI-DI
1755 C	Pilier CLICK & FIX pour TSA® S3 x 1.0mm	TSA	08436560952916	0843656095CLICKFIXXY
1756 C	Pilier CLICK & FIX pour TSA® S3 x 2.0mm	TSA	08436560952923	0843656095CLICKFIXXY
1757 C	Pilier CLICK & FIX pour TSA® S3 x 3.0mm	TSA	08436560952930	0843656095CLICKFIXXY
1758 C	Pilier CLICK & FIX pour TSA® S3 x 4.0mm	TSA	08436560952947	0843656095CLICKFIXXY

REFERENCE	NAME/DESCRIPTION(EN)	SYSTEM	UDI- (DI)	BASIC UDI-DI
1759 C	Pilier CLICK & FIX pour TSA® S3 x 5,0mm	TSA	08436560952954	0843656095CLICKFIXXY
1761 C	Pilier CLICK & FIX pour TSA® S4 x 1,4mm	TSA	08436560952961	0843656095CLICKFIXXY
1762 C	Pilier CLICK & FIX pour TSA® S4 x 2,0mm	TSA	08436560952978	0843656095CLICKFIXXY
1763 C	Pilier CLICK & FIX pour TSA® S4 x 3,0mm	TSA	08436560952985	0843656095CLICKFIXXY
1764 C	Pilier CLICK & FIX pour TSA® S4 x 4,0mm	TSA	08436560952992	0843656095CLICKFIXXY
1765 C	Pilier CLICK & FIX pour TSA® S4 x 5,0mm	TSA	08436560953005	0843656095CLICKFIXXY
1767 C	Pilier CLICK & FIX pour TSA® S5 x 2,0mm	TSA	08436560953012	0843656095CLICKFIXXY
1916 C	Pilier CLICK & FIX pour TSH S2 x 1,0mm	TSH	08436560952794	0843656095CLICKFIXXY
1917 C	Pilier CLICK & FIX pour TSH S2 x 2,0mm	TSH	08436560952800	0843656095CLICKFIXXY
1918 C	Pilier CLICK & FIX pour TSH S2 x 3,0mm	TSH	08436560952817	0843656095CLICKFIXXY
1919 C	Pilier CLICK & FIX pour TSH S2 x 4,0mm	TSH	08436560952824	0843656095CLICKFIXXY
1920 C	Pilier CLICK & FIX pour TSH S2 x 5,0mm	TSH	08436560952831	0843656095CLICKFIXXY
1942 C	Pilier CLICK & FIX pour TSH S3-S4 x 1,0mm	TSH	08436560952848	0843656095CLICKFIXXY
1943 C	Pilier CLICK & FIX pour TSH S3-S4 x 2,0mm	TSH	08436560952855	0843656095CLICKFIXXY
1944 C	Pilier CLICK & FIX pour TSH S3-S4 x 3,0mm	TSH	08436560952862	0843656095CLICKFIXXY
1945 C	Pilier CLICK & FIX pour TSH S3-S4 x 4,0mm	TSH	08436560952879	0843656095CLICKFIXXY
1946 C	Pilier CLICK & FIX pour TSH S3-S4 x 5,0mm	TSH	08436560952886	0843656095CLICKFIXXY
1922 C	Pilier CLICK & FIX pour TSH S5 x 2,0mm	TSH	08436560952893	0843656095CLICKFIXXY
1923 C	Pilier CLICK & FIX pour TSH S5 x 3,0mm	TSH	08436560952909	0843656095CLICKFIXXY
8519 C	Kit prothétique CLICK & FIX (1 unité)	TSA AUREA EVO	08436560951537	0843656095CLICKFIXXY
2001 C	Pilier CLICK & FIX pour barres M2	TSA AUREA EVO	08436560953104	0843656095CLICKFIXXY
CAZTI	Bol en Titane CLICK & FIX (10 unités)	TSA AUREA EVO	08435567313331	084355673CLICKFIXVT

REFERENCE	NAME/DESCRIPTION(EN)	SYSTEM	UDI- (DI)	BASIC UDI-DI
RETAZ	Rétention bleue CLICK & FIX (10 unités)	TSA AUREA EVO	08435567313379	08435567313379
RETRJ	Rétention rouge CLICK & FIX (10 unités)	TSA AUREA EVO	08435567313386	08435567313386
RETRS	Rétention rose CLICK & FIX (10 unités)	TSA AUREA EVO	08435567313362	08435567313362
RETRR	Rétention translucide CLICK & FIX (10 unités)	TSA AUREA EVO	08435567313393	08435567313393
RETRNG	Rétention noire CLICK & FIX (10 unités)	TSA AUREA EVO	08435567313355	08435567313355
SEPSI	Séparateur CLICK & FIX (10 unités)	TSA AUREA EVO	08435567313348	08435567313348
2017 C	Pilier CLICK & FIX pour AUREA EVO NP x 2,0mm	AUREA EVO	08436560953029	08436560953029
2018 C	Pilier CLICK & FIX pour AUREA EVO NP x 3,0mm	AUREA EVO	08436560953036	08436560953036
2019 C	Pilier CLICK & FIX pour AUREA EVO NP x 4,0mm	AUREA EVO	08436560953043	08436560953043
2020 C	Pilier CLICK & FIX pour AUREA EVO NP x 5,0mm	AUREA EVO	08436560953050	08436560953050
2023 C	Pilier CLICK & FIX pour AUREA EVO RP x 2,0mm	AUREA EVO	08436560953067	08436560953067
2024 C	Pilier CLICK & FIX pour AUREA EVO RP x 3,0mm	AUREA EVO	08436560953074	08436560953074
2025 C	Pilier CLICK & FIX pour AUREA EVO RP x 4,0mm	AUREA EVO	08436560953081	08436560953081
2026 C	Pilier CLICK & FIX pour AUREA EVO RP x 5,0mm	AUREA EVO	08436560953098	08436560953098

Tableau 8 groupe : Attachements provisoires et sous-groupe : Piliers provisoires.

REFERENCE	NAME/DESCRIPTION(EN)	SYSTEM	UDI- (DI)	BASIC UDI-DI
H40.2001	Pilier provisoire Titane TSH® S2	TSH	08436560954019	0843656095PILAR8C
H40.2002	Pilier provisoire Rot Titane TSH® S2	TSH	08436560953982	0843656095PILAR8C
H40.3401	Pilier provisoire Titane TSH® S3 S4	TSH	08436560954026	0843656095PILAR8C
H40.3402	Pilier provisoire Rot Titane TSH® S3 S4	TSH	08436560953999	0843656095PILAR8C
H40.5001	Pilier provisoire Titane TSH® S5	TSH	08436560954033	0843656095PILAR8C

REFERENCE	NAME/DESCRIPTION(EN)	SYSTEM	UDI- (DI)	BASIC UDI-DI
H40.5002	Pilier provisoire Rot Titane TSH® S5	TSH	08436560954002	0843656095PILAR8C
EVO NP 53.0	Pilier provisoire Rot Aurea Evo	AUREA EVO	08436560953890	0843656095PILAR8C
EVO RP 53.0	Pilier provisoire Rot Aurea Evo	AUREA EVO	08436560953906	0843656095PILAR8C
EVO WP 53.0	Pilier provisoire Rot Aurea Evo	AUREA EVO	08436560953913	0843656095PILAR8C
EVO NP 53.1	Pilier Antirotationnel provisoire Aurea Evo	AUREA EVO	08436560953869	0843656095PILAR8C
EVO RP 53.1	Pilier Antirotationnel provisoire Aurea Evo	AUREA EVO	08436560953876	0843656095PILAR8C
EVO WP 53.1	Pilier Antirotationnel provisoire Aurea Evo	AUREA EVO	08436560953883	0843656095PILAR8C

Tableau 9 groupe : Accessoires provisoires et sous-groupe : Bouchon temporaire.

REFERENCE	NAME/DESCRIPTION(EN)	SYSTEM	UDI- (DI)	BASIC UDI-DI
H60.2342	Coffa provisoire Conhex Titane TSH® S2 S3 S4	TSH	08436560951346	0843656095COFIA3X
H60.5002	Coffa provisoire Conhex Titane TSH® S5	TSH	08436560951353	0843656095COFIA3X
EVO NP 12.1	Coffe provisoire Titane Antirotationnel Aurea Evo Narrow Platform	AUREA EVO	08436560951254	0843656095COFIA3X
EVO RP 12.1	Coffe provisoire Titane Antirotationnel Aurea Evo Narrow Platform	AUREA EVO	08436560951278	0843656095COFIA3X
EVO WP 12.1	Coffe provisoire Titane Antirotationnel Aurea Evo Regular Platform	AUREA EVO	08436560951292	0843656095COFIA3X
EVO NP 21.1	Coffe provisoire Titane Rotationnel Aurea Evo Narrow Platform	AUREA EVO	08436560951261	0843656095COFIA3X
EVO RP 21.1	Coffe provisoire Titane Rotationnel Aurea Evo Regular Platform	AUREA EVO	08436560951285	0843656095COFIA3X
EVO WP 21.1	Coffe provisoire Titane Rotationnel Aurea Evo Wide Platform	AUREA EVO	08436560951308	0843656095COFIA3X
EVO NR 24.0	Coffe provisoire Ti Rotationnel Aurea Evo Pillier Angulé Narrow/Regular Platform	AUREA EVO	08436560951230	0843656095COFIA3X
EVO NR 24.1	Coffe provisoire Ti Antirotationnel Aurea Evo Pillier Angulé Narrow/Regular Platform	AUREA EVO	08436560951247	0843656095COFIA3X

REFERENCE	NAME/DESCRIPTION(EN)	SYSTEM	UDI - (DI)	BASIC UDI-DI
019.3000	Vis de Prothèse ProUnic Plus TSA® S3	TSA	08436560956686	0843656095TORNILLOKE
019.4000	Vis de Prothèse ProUnic Plus TSA® S4	TSA	08436560956693	0843656095TORNILLOKE
019.5000	Vis de Prothèse ProUnic Plus TSA® S5	TSA	08436560956709	0843656095TORNILLOKE
045.3000	Vis de Prothèse ProUnic Esthétique TSA® S3	TSA	08436560956662	0843656095TORNILLOKE
045.4000	Vis de Prothèse ProUnic Esthétique TSA® S4	TSA	08436560956679	0843656095TORNILLOKE
046.3000	Vis de Prothèse ProUnic Esthétique Rotationnel TSA® S3	TSA	08436560956648	0843656095TORNILLOKE
046.4000	Vis de Prothèse ProUnic Esthétique Rotationnel TSA® S4	TSA	08436560956655	0843656095TORNILLOKE
055.3000	Vis de Prothèse ProUnic Advance TSA® S3	TSA	08436560956549	0843656095TORNILLOKE
055.3010	Vis de Prothèse ProUnic Advance TSA® S3 1.0mm	TSA	08436560956556	0843656095TORNILLOKE
055.3020	Vis de Prothèse ProUnic Advance TSA® S3 2.0mm	TSA	08436560956563	0843656095TORNILLOKE
055.3030	Vis de Prothèse ProUnic Advance TSA® S3 3.0mm	TSA	08436560956570	0843656095TORNILLOKE
055.4000	Vis de Prothèse ProUnic Advance TSA® S4	TSA	08436560956587	0843656095TORNILLOKE
055.4010	Vis de Prothèse ProUnic Advance TSA® S4 1.0mm	TSA	08436560956594	0843656095TORNILLOKE
055.4020	Vis de Prothèse ProUnic Advance TSA® S4 2.0mm	TSA	08436560956600	0843656095TORNILLOKE
055.4030	Vis de Prothèse ProUnic Advance TSA® S4 3.0mm	TSA	08436560956617	0843656095TORNILLOKE
055.5000	Vis de Prothèse ProUnic Advance TSA® S5	TSA	08436560956624	0843656095TORNILLOKE
055.5010	Vis de Prothèse ProUnic Advance TSA® S5 1.0mm	TSA	08436560956631	0843656095TORNILLOKE
H25.2345	Vis Prothèse Corto Conhex TSA® S2 S3 S4 S5	TSH	08436560956525	0843656095TORNILLOKE
H26.2345	Vis Prothèse Conhex TSA® S2 S3 S4 S5	TSH	08436560956518	0843656095TORNILLOKE
H19.2000	Vis de Prothèse TSA® S2	TSH	08436560956716	0843656095TORNILLOKE

REFERENCE	NAME/DESCRIPTION(EN)	SYSTEM	UDI - (DI)	BASIC UDI-DI
H19.3450	Vis de Prothèse TSH® S3 S4 S5	TSH	08436560956723	0843656095TORNILLOKE
EVO NW 15.0	Vis de Prothèse Pilier Aurea Evo Narrow/Regular/Wide Platform	AUREA EVO	08436560956532	0843656095TORNILLOKE
EVO NP 52.0	Vis de Prothèse Aurea Evo Narrow Platform	AUREA EVO	08436560956464	0843656095TORNILLOKE
EVO RP 52.0	Vis de Prothèse Aurea Evo Regular Platform	AUREA EVO	08436560956471	0843656095TORNILLOKE
EVO WP 52.0	Vis de Prothèse Aurea Evo Wide Platform	AUREA EVO	08436560956488	0843656095TORNILLOKE
PTD100TS	Vis pour Phibo® TSA/TSADV-S3	TSA®	08436560958055	0843656095TORNILLOKE
PTD101TS	Vis pour Phibo® TSA/TSADV-S4/S5	TSA®	08436560958062	0843656095TORNILLOKE
TSH2INT	Vis pour Phibo® TSH/ S2	TSH®	08436560958079	0843656095TORNILLOKE
TSH34INT	Vis pour Phibo® TSH/ S3/S4/S5	TSH®	08436560958086	0843656095TORNILLOKE
TORXPIM16	Vis pour Phibo Axis® connexion externe M1,6	Phibo® AUREA® EVO	08436560957805	0843656095TORNILLOKE
TORXPIM18	Vis pour Phibo Axis® connexion externe M1,8	Phibo® AUREA® EVO, Phibo® TSH	08436560957812	0843656095TORNILLOKE
TORXPIM20	Vis pour Phibo Axis® connexion externe M2,0	Phibo® TSH®	08436560957836	0843656095TORNILLOKE
TORINPIM16	Vis pour Phibo Axis® connexion interne M1,6	Phibo® TSA®	08436560957881	0843656095TORNILLOKE
TORINPIM18C	Vis pour Phibo Axis® connexion interne M1,8C	Phibo TSA®	08436560957928	0843656095TORNILLOKE
TORPPIM14	Vis pour Phibo Axis® connexion sur pilier M1,4	Phibo® AUREA® EVO Phibo® TSH ConHex	08436560957942	0843656095TORNILLOKE
TORPPIM22L	Vis pour Phibo Axis® connexion sur pilier M2,2L	Phibo® TSA® ProUnic Plus	08436560958000	0843656095TORNILLOKE
TORPPIM24	Vis pour Phibo Axis® connexion sur pilier M2,4	Phibo® TSA® ProUnic Plus	08436560958017	0843656095TORNILLOKE
INT097TS	Vis pour Phibo® Aurea-NP	AUREA®	08436560958024	0843656095TORNILLOKE
PTD097TS	Vis pour Phibo® Aurea-NP	AUREA®	08436560958031	0843656095TORNILLOKE
PTD098TS	Vis pour Phibo® Aurea-RP/WP	AUREA®	08436560958048	0843656095TORNILLOKE
TORPPIM20XC	Vis pour Phibo Axis® connexion sur pilier M2,0XC	Instant® Pilar Flexible	08435567314109	084355673TORNILLOH9

Déclaration de conformité
Attachements fixes Phibo
Tableau 11 Groupe : vis multimarque

REFERENCE	NAIWE/DESCRIPTION(EN)	BRAND/ SYSTEM	UDI- (DI)	BASIC UDI-DI
ACTNP	Vis pour Active® NP	Nobel® Active	08436560956792	0843656095TORNIMULTI9Y
ALPBIO	Vis pour Alpha-Bio®	Alphabio® IH	08436560956815	0843656095TORNIMULTI9Y
AT30	Vis pour Astratech® 3,0mm	Astratech® Osseospeed TX	08436560956860	0843656095TORNIMULTI9Y
AT30D	Vis pour Astratech® 3,0mm	Astratech® Osseospeed TX	08436560956853	0843656095TORNIMULTI9Y
AT35	Vis pour Astratech® 3,5	Astratech® Osseospeed TX	08436560956877	0843656095TORNIMULTI9Y
AT40BL	Vis pour Astratech® 4,0mm	Astratech® Osseospeed TX	08436560956433	0843656095TORNIMULTI9Y
AT40BLNEW	Vis pour Astra Tech Implant System® - connexion Astra Tech Implant System®	Astratech® Osseospeed TX	08436560956839	0843656095TORNIMULTI9Y
AT45	Vis pour Astratech® 4,5/5,0mm	Astratech® Osseospeed TX	08436560956891	0843656095TORNIMULTI9Y
AT45NEW	Vis pour Osseospeed® Lilac - connexion Astra Tech Implant System®	Astratech® Osseospeed TX	08436560957768	0843656095TORNIMULTI9Y
ATU	Vis pour Astra Tech® Uni	Astratech® Unabutment	08436560956846	0843656095TORNIMULTI9Y
ATUNEW	Vis pour Astra Tech Implant System® - connexion Astra Tech Implant System®	Astratech® Unabutment	08436560956822	0843656095TORNIMULTI9Y
AVHE35	Vis pour Avinent® HE 3,5mm	Avinent® HE	08436560956914	0843656095TORNIMULTI9Y
AVHE41	Vis pour Avinent® HE 4,1	Avinent® HE	08436560956921	0843656095TORNIMULTI9Y
AVHI41	Vis pour Avinent® HI 4,1	Avinent® HI	08436560956938	0843656095TORNIMULTI9Y
BIO36	Vis pour Biotech® 3,6mm	Biotech® BIS	08436560957010	0843656095TORNIMULTI9Y
BIO39	Vis pour Biotech® 3,9mm	Biotech® BIS	08436560957027	0843656095TORNIMULTI9Y
BIOC452	Vis pour BioComp®	BioComp®	08436560956983	0843656095TORNIMULTI9Y

BIOH30	Vis pour Biohorizons® Laser-Lok 3.0mm	BioHorizons® Tapered Internal	08436560956440	0843656095TORNIMULTI9Y
BIOPS	Vis pour Biotech® Embase Vis	Biotech® BIS	08436560957034	0843656095TORNIMULTI9Y
BL330	Vis pour BTLock®	BTLock®	08436560957171	0843656095TORNIMULTI9Y
BL45	Vis pour Bone Level® MB	Straumann® Bone level SRA	08436560957041	0843656095TORNIMULTI9Y
BMKNP	Vis pour Branemark® NP	Nobel® Branemark	08436560957102	0843656095TORNIMULTI9Y
BMKRP	Vis pour Branemark® RP	Nobel® Branemark	08436560957119	0843656095TORNIMULTI9Y
BMKWP	Vis pour Branemark® WP	Nobel® Branemark	08436560957126	0843656095TORNIMULTI9Y
BNHERP	Vis pour Bionnovation® HE RP	Bionnovation® HE	08435567311849	084355673TORNIMULTI2V
BNHESP	Vis pour Bionnovation® HE SP	Bionnovation® HE	08435567311832	084355673TORNIMULTI2V
BNHEWP	Vis pour Bionnovation® HE WP	Bionnovation® HE	08435567311856	084355673TORNIMULTI2V
BNHIRP	Vis pour Bionnovation® HI RP/WP	Bionnovation® HI	08435567311870	084355673TORNIMULTI2V
BNHISP	Vis pour Bionnovation® HI SP	Bionnovation® HI	08435567311863	084355673TORNIMULTI2V
BSEM30	Vis pour Semados® RS/RSX-Line (DI)	Bego® Semados	08436560956969	0843656095TORNIMULTI9Y
BSEMDI	Vis pour Semados® S/R/RS/RSX-Line (DI)	Bego® Semados	08436560956976	0843656095TORNIMULTI9Y
BSEMMN	Vis pour Semados® MINI- Line (DI)	Bego® Semados	08436560956952	0843656095TORNIMULTI9Y
BTEX41	Vis pour BTI® Externe	BTI® External	08436560957133	0843656095TORNIMULTI9Y
BTIN41	Vis pour BTI® Interne	BTI® Internal	08436560957140	0843656095TORNIMULTI9Y
BTMIM	Vis pour BTI® Multi-lm / Unit	BTI® Multi-lm / Unit	08436560957157	0843656095TORNIMULTI9Y
BTI	Vis pour BTI® TINY	BTI® Tiny	08436560957164	0843656095TORNIMULTI9Y
CML38	Vis pour Camlog® 3.8/4.3mm	Camlog® Screw line	08436560957195	0843656095TORNIMULTI9Y
CML50	Vis pour Camlog® 5.0/6.0mm	Camlog® Screw line	08436560957201	0843656095TORNIMULTI9Y
COMIC34	Vis pour Certain® Conic 34	Biomet 3i® Certain	08436560957256	0843656095TORNIMULTI9Y

CONICNR	Vis pour Multunit® NP-RP	Nobel® Multunit	08436560957607	08436560957607	08436560957607
CONICWP	Vis pour Multunit® WP	Nobel® Multunit	08436560957614	08436560957614	08436560957614
CRTA	Vis pour Certain® Antirrotationnel	Biomet 3i® Certain	08436560957249	08436560957249	08436560957249
CRR	Vis pour Certain® Rotationnel	Biomet 3i® Certain	08436560957270	08436560957270	08436560957270
DENS	Vis pour Dentaurum® Triologic®	Dentaurum® Triologic	08436560957287	08436560957287	08436560957287
DFXP	Vis pour Dentsply® Fritdent® pilier MP	Dentsply® Fritdent® XIVE	08436560957294	08436560957294	08436560957294
DFXSTD	Vis pour Dentsply® Fritdent® XIVE	Dentsply® Fritdent® XIVE	08436560957300	08436560957300	08436560957300
DPROMU	Vis pour DENTALPRO® Multi-Unit	Dentalpro® Multi-Unit	08435567311948	08435567311948	08435567311948
DPROSTD	Vis pour DENTALPRO® Standard	Dentalpro® Standard	08435567311931	08435567311931	08435567311931
DYNOC	Vis pour Dyna® Octo	Dyna® implants Octo	08436560957348	08436560957348	08436560957348
ECKTRA	Vis pour für Eckermann® Triplo/Perio	Eckermann® Triplo/perio	08436560957362	08436560957362	08436560957362
ETKN30	Vis pour Eurotekніка® naturel Ø3.0	Eurotekніка® Natural	08435567313249	08435567313249	08435567313249
ETKNAT	Vis pour EUROTEKNIKA® NATURAL	Eurotekніка® Natural	08435567311672	08435567311672	08435567311672
ETKTET	Vis pour EUROTEKNIKA® PILAR TETRA (P)	Eurotekніка® Pilar tetra	08435567311887	08435567311887	08435567311887
IDL35	Vis pour Implant Direct® Legacy®	Implant Direct® Legacy	08436560957379	08436560957379	08436560957379
IDOD	Vis pour Implant Direct® Overdenture®	Implant Direct® Overdenture	08436560957386	08436560957386	08436560957386
ACT30	Vis pour Nobel Active 3.0	Nobel® Active	08435567313829	08435567313829	08435567313829
CAMCF33	Vis pour CAMLOG® COMFOUR 3,3-3,8-4,3	Camlog® Comfour	08435567313577	08435567313577	08435567313577
CAMCF50	Vis pour CAMLOG® COMFOUR 5,0-6,0	Camlog® Comfour	08435567313584	08435567313584	08435567313584
KLES42	Vis pour Klockner® ES	Klockner® Essential	08436560957430	08436560957430	08436560957430

KLMC30	Vis pour Klockner Pilar Multi-Cone 30°	Klockner® Essential	08436560957393	0843656095TORNIMULTI9Y
KLSK42	Vis pour Klockner® SK2	Klockner® SK2	08436560957447	0843656095TORNIMULTI9Y
KLVGMV	Vis pour Klockner® Vega® MV	Klockner® Vega	08436560957409	0843656095TORNIMULTI9Y
KLVGP	Schraube für Klockner® Vega® Pilar Permanent	Klockner® Vega	08436560957416	0843656095TORNIMULTI9Y
KLVGRV	Vis pour Klockner® Vega® RV	Klockner® Vega	08436560957423	0843656095TORNIMULTI9Y
MCSTD	Vis pour MIS® C1	MIS® C1	08436560957522	0843656095TORNIMULTI9Y
MDTR38	Vis pour Microdent® Sist. Trylogic 3.8mm	Microdent® Trylogic	08436560957485	0843656095TORNIMULTI9Y
MDTR43	Vis pour Microdent® Sist. Trylogic 4.3mm	Microdent® Trylogic	08436560957492	0843656095TORNIMULTI9Y
MDTR51	Vis pour Microdent® Sist. Trylogic 5.1mm	Microdent® Trylogic	08436560957508	0843656095TORNIMULTI9Y
MDTR56	Vis pour Microdent® Sist. Trylogic 5.6mm	Microdent® Trylogic	08436560957515	0843656095TORNIMULTI9Y
MGGAN	Vis pour Megagen® Anyridge	Megagen® Anyridge	08436560957461	0843656095TORNIMULTI9Y
MGAO	Vis pour Megagen® Anyone	Megagen® Anyone	08436560957454	0843656095TORNIMULTI9Y
MGIN41	Vis pour Mozo Grau® Inhex 4.1mm	Mozo Grau® Inhex	08436560957577	0843656095TORNIMULTI9Y
MGOS41	Vis pour Mozo Grau Osseous®	Mozo Grau® Osseous	08436560957560	0843656095TORNIMULTI9Y
MLK35	Vis pour Neodent® Pilar GM	Neodent® Grand Morse	08436560956990	0843656095TORNIMULTI9Y
MLSW	Vis pour MIS® Lance	MIS® Lance	08436560957539	0843656095TORNIMULTI9Y
MSNR	Vis pour MIS® Seven Narrow	MIS® Seven	08436560957546	0843656095TORNIMULTI9Y
MSSW	Vis pour MIS® Seven Standard&Wide	MIS® Seven	08436560957553	0843656095TORNIMULTI9Y
MSY40	Vis pour Microdent®	Microdent® Sistem	08436560957478	0843656095TORNIMULTI9Y
NANO325	Vis pour Nanotite® 325	Blomet 3i® Nanotite	08436560957638	0843656095TORNIMULTI9Y

NANO325NEW	Vis pour Nano Tite® 325 - connexion Biomet 3i®	Biomet 3i® Nanotite	08436560957621	0843656095TORNIMULTI9Y
NDCM	Vis pour Neodent® Morse Cone	Neodent® Cono Morse	08436560957652	0843656095TORNIMULTI9Y
NDGM	Vis pour Neodent® GM	Neodent® Grand Morse	08435567314116	084355673TORNIMULTI2V
NDHE33	Vis pour Neodent® HE 3.3	Neodent® HE	08436560957669	0843656095TORNIMULTI9Y
NDHE41	Vis pour Neodent® HE 4.1	Neodent® HE	08436560957676	0843656095TORNIMULTI9Y
NDHE50	Vis pour Neodent® HE 5.0	Neodent® HE	08436560957683	0843656095TORNIMULTI9Y
NDPC	Vis pour Neodent® PC	Neodent® Micro pillar GM	08436560957690	0843656095TORNIMULTI9Y
NDPCM	Vis pour Neodent® CM (p)	Neodent® Pillar CM	08436560957645	0843656095TORNIMULTI9Y
NDPTE	Vis pour Neodent® Transseptal	Neodent® Pillar Transseptal	08436560957706	0843656095TORNIMULTI9Y
OSTP	Vis pour Osteoplus®	Osteoplus®	08436560957799	0843656095TORNIMULTI9Y
POCTORN	Vis pour Synocta® RN-WN	Straumann® Synocta	08436560958246	0843656095TORNIMULTI9Y
PTD030TS	Vis pour Straumann® Standard-RN/WN	Straumann® Standard	08436560958208	0843656095TORNIMULTI9Y
PTD105TS	Vis pour Bone Level® NC/RC	Straumann® Bone level	08436560957058	0843656095TORNIMULTI9Y
PUNIH141	Vis pour Avinent® HI 4.1 Unblock	Avinent® HI	08436560956945	0843656095TORNIMULTI9Y
RPLNP	Vis pour Replace® NP	Nobel® Replace	08436560958093	0843656095TORNIMULTI9Y
RPLRP	Vis pour Replace® RP-WP	Nobel® Replace	08436560958109	0843656095TORNIMULTI9Y
SMA330	Vis pour SM Premium/Kohno® Abut. 330/380	Straumann® Premium/Kohno	08436560958185	0843656095TORNIMULTI9Y
SMA3425	Vis pour SM Premium/Kohno® Abut. 425/500	Straumann® Premium/Kohno	08436560958192	0843656095TORNIMULTI9Y
SMPAD	Vis pour SM PAD® 425/500	Straumann® PAD Martina®	08436560958116	0843656095TORNIMULTI9Y

SMPK330	Vis pour SM Premium/Kohno® 330/380	Sweden & Martina® Premium/Kohno	08436560958161	0843656095TORNIMULTI9Y
SMPK425	Vis pour SM Premium/Kohno® 425/500	Sweden & Martina® Premium/Kohno	08436560958178	0843656095TORNIMULTI9Y
STBLNC	Vis pour Bone Level® NC/RC	Strumann® Bone level	08436560957065	0843656095TORNIMULTI9Y
STDRN	Vis pour Strumann® Std RN-WN	Strumann® Standard	08436560958215	0843656095TORNIMULTI9Y
STDRN15	Vis pour Strumann® Std RN-WN 15°	Strumann® Standard	08436560958222	0843656095TORNIMULTI9Y
TBRC	Vis pour TBR® Connect	TBR® Connect	08436560958253	0843656095TORNIMULTI9Y
TORAXISM18C	Vis pour Phibo Axis® M1,8C	Biotech® Bis	08436560956778	0843656095TORNIMULTI9Y
XPCONICS	Vis pour 3i® XP CONIC 5	Biomet 3i® Pilar conico	08436560956785	0843656095TORNIMULTI9Y
ZDEZNP	Vis pour Zimmer Dental Eztec Ø3,1	Zimmer® Eztec	08435567313256	084355673TORNIMULTI2V
ZDPC	Vis pour ZIMMER® DENTAL PILAR CONICO (P)	Zimmer® Pilar conico	08435567311689	084355673TORNIMULTI2V
ZDSV35	Vis pour Zimmer Dental Screw-vent®	Zimmer® Screw-vent	08436560958284	0843656095TORNIMULTI9Y
ZIANP	Vis pour Ziacom® Oex® NP	Ziacom® Oex	08436560958260	0843656095TORNIMULTI9Y
ZIARW	Vis pour Ziacom® Oex® RP/WP	Ziacom® Oex	08436560958277	0843656095TORNIMULTI9Y
ZSWP38	Vis pour Zimmer SwissPlus Ø3.8	Zimmer® SwissPlus	08435567313263	084355673TORNIMULTI2V
ZSWP48	Vis pour Zimmer SwissPlus Ø4.8	Zimmer® SwissPlus	08435567313270	084355673TORNIMULTI2V
ACTNPNEW	Vis pour NobelActive® NP - connexion Nobel Biocare®	Nobel® Active	08436560957713	0843656095TORNIMULTI9Y
ACTRP	Vis pour Active® RP	Nobel® Active	08436560956808	0843656095TORNIMULTI9Y

ACTRPNEW	Vis pour NobelActive® RP - connexion Nobel Biocare®	Nobel® Active	08436560957720	0843656095TORNIMULTI9Y
AT30DNEW	Vis pour Osseospeed® Yellow - connexion Astra Tech Implant System®	Astratech® osseospeed	08436560957775	0843656095TORNIMULTI9Y
AT30NEW	Vis pour Osseospeed® Yellow - connexion Astra Tech Implant System®	Astratech® osseospeed	08436560957782	0843656095TORNIMULTI9Y
AT35NEW	Vis pour Osseospeed® Aqua - connexion Astra Tech Implant System®	Astratech® osseospeed	08436560957751	0843656095TORNIMULTI9Y
BMKNPNEW	Vis pour Branemark System® NP - connexion Nobel Biocare®	Nobel® Branemark	08436560957072	0843656095TORNIMULTI9Y
BMKRPNEW	Vis pour Branemark System® RP - connexion Nobel Biocare®	Nobel® Branemark	08436560957089	0843656095TORNIMULTI9Y
BMKWPNNEW	Vis pour Branemark System® WP - connexion Nobel Biocare®	Nobel® Branemark	08436560957096	0843656095TORNIMULTI9Y
CM138NEW	Vis pour Camlog® 3,3/3.8/4.3mm - connexion Camlog®	Camlog® Screw-line	08436560957188	0843656095TORNIMULTI9Y
CM150NEW	Vis pour Camlog® 5.0/6.0mm - connexion Camlog®	Camlog® Screw-line	08436560957218	0843656095TORNIMULTI9Y
CONIC34NEW	Vis pour Certain® Conic 34 - connexion Biomet 3i®	Biomet 3i® Certain	08436560957263	0843656095TORNIMULTI9Y
CONICRNNEW	Vis pour Multunit NP-RP - connexion Nobel Biocare®	Nobel® Multunit	08436560957584	0843656095TORNIMULTI9Y
CONICWPNNEW	Vis pour Multunit WP - connexion Nobel Biocare®	Nobel® Multunit	08436560957591	0843656095TORNIMULTI9Y
CRTANNEW	Vis pour Certain® - connexion Biomet 3i®	Biomet 3i® Certain	08436560957225	0843656095TORNIMULTI9Y

CRTNEW	Vis pour Certain® - connexion Biomet 3i®	Biomet 3i® Certain	08436560957232	0843656095TORNIMULTI9Y
DFXPNEW	Vis pour Dentsply-Friadent® - connexion Friadent® - Dentsply-Friadent®	Dentsply® Xive	08436560957331	0843656095TORNIMULTI9Y
DFXSTDNEW	Vis pour Dentsply-Friadent® XIVE® - connexion Dentsply-Friadent®	Dentsply® Xive	08436560957324	0843656095TORNIMULTI9Y
RPLNPNEW	Vis pour NobelReplace® NP - connexion Nobel Biocare®	Nobel® Replace	08436560957737	0843656095TORNIMULTI9Y
RPLRPNEW	Vis pour NobelReplace® RP-WP - connexion Nobel Biocare®	Nobel® Replace	08436560957744	0843656095TORNIMULTI9Y
SMAB330NEW	Vis pour SM Premium kohn® Abut.330/380 - connexion Sweden & Martina®	Sweden & Martina® Premium kohn	08436560958147	0843656095TORNIMULTI9Y
SMAB425NEW	Vis pour SM Premium kohn® Abut.425/500 - connexion Sweden & Martina®	Sweden & Martina® Premium kohn	08436560958154	0843656095TORNIMULTI9Y
SMPADNEW	Vis pour Sweden & Martina® PAD 425/500 - connexion Sweden & Martina®	Sweden & Martina® Premium kohn	08436560958239	0843656095TORNIMULTI9Y
SMPK330NEW	Vis pour SM Premium kohn® 330/380 - connexion Sweden & Martina®	Sweden & Martina® Premium kohn	08436560958123	0843656095TORNIMULTI9Y
SMPK425NEW	Vis pour SM Premium kohn® 425/500 - connexion Sweden & Martina®	Sweden & Martina® Premium kohn	08436560958130	0843656095TORNIMULTI9Y
TORAXISM16	Vis pour Phibo Axis® M1,6	Biomet 3i® Certain	08436560957874	0843656095TORNIMULTI9Y

TORAXISM16C	Vis pour Phibo Axis® M1,6C	Nobel® Active	08436560957898	0843656095TORNIMULTI9Y
TORAXISM18	Vis pour Phibo Axis® M1,8	Nobel® Replace	08436560957904	0843656095TORNIMULTI9Y
TOREXPIM18C	Vis pour Phibo Axis® connexion externe M1,8C	Klockner® SK2	08436560957829	0843656095TORNIMULTI9Y
TOREXPIM20C	Vis pour Phibo Axis® connexion externe M2,0C	Biomet 3i® Externa	08436560957843	0843656095TORNIMULTI9Y
TOREXPIM20L	Vis pour Phibo Axis® connexion externe M2,0L	Nobel® Active	08436560956754	0843656095TORNIMULTI9Y
TOREXPIM20XL	Vis pour Phibo Axis® connexion externe M2,0XL	Nobel® Replace	08436560956761	0843656095TORNIMULTI9Y
TOREXPIM25	Vis pour Phibo Axis® connexion externe M2,5	Nobel® Branemark System	08436560957850	0843656095TORNIMULTI9Y
TOREXPIM25C	Vis pour Phibo Axis® connexion externe M2,5 C	Neodent® HE	08436560957867	0843656095TORNIMULTI9Y
TORINPIM18	Vis pour Phibo Axis® connexion interne M1,8	Implant Direct® Legacy	08436560957911	0843656095TORNIMULTI9Y
TORPPIM16	Vis pour Phibo Axis® connexion sur pilier M1,6	Dentsply® Friadent Xlve Pilar MP	08436560957959	0843656095TORNIMULTI9Y
TORPPIM18	Vis pour Phibo Axis® connexion sur pilier M1,8	Nobel® Multitunit	08436560957966	0843656095TORNIMULTI9Y
TORPPIM20	Vis pour Phibo Axis® connexion sur pilier M2,0	Biomet 3i® Externa	08436560957973	0843656095TORNIMULTI9Y
TORPPIM20C	Vis pour Phibo Axis® connexion sur pilier M2,0C	Neodent® Pilar CM	08436560957980	0843656095TORNIMULTI9Y
XPCONIC5NEW	Vis pour Biomet 3i® XP CONIC 5 - connexion Biomet 3i®	Biomet 3i®	08436560957003	0843656095TORNIMULTI9Y
ZDSV35NEW	Vis pour Zimmer Dental Screw-Vent® - connexion Zimmer Dental Screw- Vent®	Zimmer®/Screw- Vent 3.5 (DI)	08436560958291	0843656095TORNIMULTI9Y



Déclaration de conformité
Attachements fixes Phibo

CONTRÔLE DES VERSIONS

VERSION	DATE	MODIFICATIONS
00	12/11/2025	Première version du document.

