

φ

phibo^φ

ConHex: Riabilitazioni avvitate per esagono esterno

BNT[®] e TSH[®]

Phibo[®] Italy

Via Galileo Galilei, 47
20092 Cinisello Balsamo
Milano | Italy
T +39 02 66594857
F +39 02 6122682

info@phibo.com

Phibo[®] Headquarters

P. I. Mas d'en Cisa
Gato Pérez, 3-9
08181 Sentmenat
Barcelona | Spain
T +34 937 151 978
F +34 937 153 997

www.phibo.com

REF: CATCONHEXT_rev.003



Rigenerazione

Sistemi di
Impianti

CAD-CAM

Soluzioni
Digitali

Servizi



Pilastro definitivo avvitato ConHex per esagono esterno TSH® y BNT®, riabilitazioni unitarie e multiple.

Riferimento	Descrizione	Serie	Altezza
H17.2010	Pilastro ConHex Dritto TSH® / BNT®	2	1 mm
H17.2020	Pilastro ConHex Dritto TSH® / BNT®	2	2 mm
H17.2030	Pilastro ConHex Dritto TSH® / BNT®	2	3 mm
H17.3410	Pilastro ConHex Dritto TSH® / BNT®	3 e 4	1 mm
H17.3420	Pilastro ConHex Dritto TSH® / BNT®	3 e 4	2 mm
H17.3430	Pilastro ConHex Dritto TSH® / BNT®	3 e 4	3 mm
H17.3440	Pilastro ConHex Dritto TSH® / BNT®	3 e 4	4 mm
H17.5010	Pilastro ConHex Dritto TSH® / BNT®	5	1 mm
H17.5020	Pilastro ConHex Dritto TSH® / BNT®	5	2 mm
H17.5030	Pilastro ConHex Dritto TSH® / BNT®	5	3 mm
H31.2017	Pilastro ConHex Angolato 17° TSH® / BNT®	2	2 mm
H32.2017	Pilastro ConHex Angolato 17° TSH® / BNT®	2	3 mm
H30.3417	Pilastro ConHex Angolato 17° TSH® / BNT®	3 e 4	1 mm
H31.3417	Pilastro ConHex Angolato 17° TSH® / BNT®	3 e 4	2 mm
H32.3417	Pilastro ConHex Angolato 17° TSH® / BNT®	3 e 4	3 mm
H33.3417	Pilastro ConHex Angolato 17° TSH® / BNT®	3 e 4	4 mm
H30.3430	Pilastro ConHex Angolato 30° TSH® / BNT®	3 e 4	1 mm
H31.3430	Pilastro ConHex Angolato 30° TSH® / BNT®	3 e 4	2 mm
H32.3430	Pilastro ConHex Angolato 30° TSH® / BNT®	3 e 4	3 mm
H33.3430	Pilastro ConHex Angolato 30° TSH® / BNT®	3 e 4	4 mm



Tutti i pilastri includono il loro trasportatore per essere posizionati in bocca



- Possibilità di avvitare impianti (Phibo TSH® y BNT®) in casi esteticamente complessi.
- Accesso transmucoso alla connessione esterna.
- Possibilità di fare riabilitazioni con impianti angolati.
- Mantenimento del tessuto connettivo aderito al pilastro in caso di rimozione della protesi.
- Proprietà biomeccaniche garantiti.



Elementi Protesici

Riferimento	Descrizione	Serie
Presa d'Impronta su Pilastri ConHex		
H15.2341	Transfer Impronta Antirotazionale (Porta-impronta Aperto)	2, 3 e 4
H15.5001	Transfer Impronta Antirotazionale (Porta-impronta Aperto)	5
H15.2342	Transfer Impronta Rotazionale (Porta-impronta Aperto)	2, 3 e 4
H15.5002	Transfer Impronta Rotazionale (Porta-impronta Aperto)	5
H16.2340	Transfer Impronta Rotazionale (Porta-impronta Chiuso)	2, 3 e 4
H16.5000	Transfer Impronta Rotazionale (Porta-impronta Chiuso)	5
Pilastro di Guarigione su Pilastri ConHex		
H10.2340	Pilastro di Guarigione su Pilastro ConHex	2, 3 e 4
H10.5000	Pilastro di Guarigione su Pilastro ConHex	5
Provvisori per Pilastri ConHex		
H60.2341	Pilastro per Provvisori Plastica Rotazionale	2, 3 e 4
H60.5001	Pilastro per Provvisori Plastica Rotazionale	5
H60.2342	Pilastro per Provvisori Metallico Rotazionale	2, 3 e 4
H60.5002	Pilastro per Provvisori Metallico Rotazionale	5
H61.2342	Pilastro per Provvisori Metallico Rotazionale Finestrato	2, 3 e 4
Vite per Calcinabili su Pilastri ConHex		
H26.2345	Vite Clinica	2, 3, 4 e 5
H25.2345	Vite Clinica Corta	2, 3, 4 e 5
H24.2345	Vite Laboratorio Lunga	2, 3, 4 e 5
Replica Impianti con Pilastri ConHex		
H15.2340	Analogo Pilastro	2, 3 e 4
H15.5000	Analogo Pilastro	5
Analogo Impianti		
H12.2000	Analogo Impianto (senza Altezza Pilastro ConHex)	2
H12.3400	Analogo Impianto (senza Altezza Pilastro ConHex)	3 e 4
H12.5000	Analogo Impianto (senza Altezza Pilastro ConHex)	5
Calcinabile su Pilastri ConHex		
H24.2341	Calcinabile Antirotazionale	2, 3 e 4
H24.5001	Calcinabile Antirotazionale	5
H24.2342	Calcinabile Rotazionale	2, 3 e 4
H24.5002	Calcinabile Rotazionale	5
Strumentazione Speciale per Pilastri ConHex		
172.2301	Punta Cacciavite Corta	2, 3, 4 e 5
172.2302	Punta Cacciavite Media	2, 3, 4 e 5
174.2301	Cacciavite Fisso Corto	2, 3, 4 e 5
174.2302	Cacciavite Fisso Medio	2, 3, 4 e 5

