



Catálogo de medidas

## **Atornilladores Phibo CAD-CAM**

phibo<sup>®</sup>



## Índice

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| Punta atomillador para contra-ángulo (mecánico) | pg. 3 |
| Punta atomillador para carraca                  | pg. 4 |
| Atomillador manual                              | pg. 5 |
| Mango adaptador                                 | pg. 6 |
| Tabla de torques CAD-CAM Phibo                  | pg. 7 |

# Punta atornillador para contra-ángulo (mecánico)

Disponible para: **Hexagonal**



1,00mm

*Para Pilares ProUnic  
Estéticos Rotatorios*



1,25mm

*Para el 90% de los  
tornillos de CAD-CAM*



**Axis**

*Para casos  
de angulación*

**Hexagonal 1,00mm**


|          |                  |
|----------|------------------|
| 173.1002 | Punta media 15mm |
| 173.1001 | Punta corta 9mm  |

**Hexagonal 1,25mm**

|          |                  |
|----------|------------------|
| 173.1252 | Punta media 15mm |
| 173.1251 | Punta corta 9mm  |

**Axis**

|          |                  |
|----------|------------------|
| 173.1106 | Punta media 15mm |
|----------|------------------|



13mm

Punta media: 15mm

Punta corta: 9mm



# Punta atornillador para carraca

Disponible para:



## Hexagonal

*Para el 90% de los tornillos de CAD-CAM o Pilares ProUnic Estéticos Rotatorios*



## Hexalobular (Torx)

*Para Directos a Implante de Conexión Interna de Phibo  
(Compatible con Destornillador de Straumann)*



## Axis

*Para casos de angulación*

## Hexagonal 1,00mm

|          |                   |
|----------|-------------------|
| 172.1002 | Punta media 15 mm |
| 172.1001 | Punta corta 9 mm  |

## Hexagonal 1,25mm


|          |                  |
|----------|------------------|
| 172.1252 | Punta media 15mm |
| 172.1251 | Punta corta 9mm  |

## Hexalobular

|          |                  |
|----------|------------------|
| 172.1102 | Punta media 15mm |
| 172.1101 | Punta corta 9mm  |

## Axis

|          |                  |
|----------|------------------|
| 172.1105 | Punta larga 21mm |
| 172.1104 | Punta media 15mm |
| 172.1103 | Punta corta 9mm  |



7mm

Punta larga: 21mm  
Punta media: 15mm  
Punta corta: 9mm



# Atornillador manual

Disponible para: **Hexagonal**



1,00mm

*Para Pilares ProUnic  
Estéticos Rotatorios*



1,25mm


*Para el 90% de los  
tornillos de CAD-CAM*

## Hexagonal 1,00mm

|          |                  |
|----------|------------------|
| 174.1002 | Punta media 15mm |
| 174.1001 | Punta corta 9mm  |

## Hexagonal 1,25mm

|          |                  |
|----------|------------------|
| 174.1253 | Punta larga 21mm |
| 174.1252 | Punta media 15mm |
| 174.1251 | Punta corta 9mm  |



11mm

Punta larga: **21mm**  
Punta media: **15mm**  
Punta corta: **9mm**



# Carraca dinamométrica y mango adaptador


Todas las **Puntas a Carraca** pueden colocarse en la **carraca** o en un **Mango de atornillador** para utilizarlo de forma manual.

## Carraca Dinamométrica


172.0172      10Ncm - 70Ncm

## Mango adaptador

172.1100      (Para las Puntas de Carraca)



Carraca  
Dinamométrica



Mango adaptador



## Tabla de torques CAD-CAM Phibo



### Directo a implante

|         |       |
|---------|-------|
| Adhoc   |       |
| Titanio | 35Ncm |
| Phidia  |       |
| Axis    |       |

### Sin interfase

|        |       |
|--------|-------|
| Phidia | 25Ncm |
|--------|-------|



### Sobre pilar

|         |       |
|---------|-------|
| Adhoc   |       |
| Titanio | 25Ncm |
| Phidia  |       |
| Axis    |       |
| Cronia  | 15Ncm |

Catálogo de medidas  
**Atornilladores Phibo CAD-CAM**

Ref: CATATORCADCAMSP-rev001\_20201224

**Phibo HQ**

Pol. Ind. Mas d'en Cisa  
Gato Pérez, 3-9  
08181 Sentmenat, Spain  
T: +34 937 151 958

 [phibo.com](http://phibo.com)

**phibo** 